

Ultraschallreiniger

Neuer Standard in der Ultraschallreinigung

DE



Euronda®
Pro System

Ultraschallreiniger

Neuer Standard in der Ultraschallreinigung

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 4 | Ultraschallreiniger
Neuer Standard
in der Ultraschallreinigung | 14 | Zubehör
Eurosonic® 4D, Eurosonic® 3D
und Eurosonic® Energy |
| 6 | Eurosonic® 4D
Das Upgrade der
Ultraschallreinigung | 15 | Eurosonic® Micro
Klein, aber leistungsstark |
| 10 | Eurosonic® 3D
Die solide Wahl | 16 | Einsatz des Deckels |
| 12 | Eurosonic® Energy
Die robuste Basis | 17 | Direkte und indirekte
Methode |
| | | 18 | Technische Daten |

Euronda Pro System

Products, Process, Protection



Desinfiziert



**Thermo-
desinfektion**

Eurosafe 60



**Ultraschall-
reinigung**

Eurosonic® 4D
Eurosonic® 3D
Eurosonic® Energy
Eurosonic® Micro



**Folien-
versiegelung**

Euromatic®
Euroseal® Valida
Euroseal®
Euroseal® Infinity



**Sterilisations-
rollen**




**Euroseal®
Check**

Mit Euronda Pro System unterstützen wir die zuverlässige Aufbereitung von Medizinprodukten in der Praxis. Dabei steht die Sicherheit von Personal, Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Erfolgreiche Infektionskontrolle gelingt, wenn jeder einzelne Hygiene-Schritt genau und zuverlässig funktioniert: Von der Sammlung kontaminierter Instrumente bis zur Sterilisation und Lagerung. Euronda Pro System stellt effiziente und einfache Werkzeuge für eine praxisgerechte und Ressourcen schonende Aufbereitung zur Verfügung.



Sterilisiert



Ultraschallreiniger

Neuer Standard in der Ultraschallreinigung



Die professionellen Ultraschallgeräte sind für die Beseitigung auch hartnäckiger Rückstände auf Medizinprodukten ein unverzichtbares Instrument.

Die Ultraschallgeräte Eurosonic® Pro System garantieren ein Höchstmaß an Effizienz und sind in ihrem alltäglichen Einsatz äußerst bedienungsfreundlich. Das Design - kompakt und ergonomisch - und die topaktuellen Steuer- und Kontrollsysteme machen die neue Linie einfacher und schneller.



Euronda

Pro System



Eurosonic® 4D

Das Upgrade der Ultraschallreinigung

Das Eurosonic® 4D erzielt optimale Reinigungsergebnisse in vier Phasen. Für eine effektive Säuberung wird jede Phase in Abhängigkeit des gewählten Programms digital gesteuert. Die großzügige Edelstahlwanne fasst 3,8 Liter. Über den integrierten Ablaufhahn wird sie schnell und einfach entleert. Der formstabile und halbtransparente Deckel unterstreicht das elegante Design. Seine besondere Konstruktion reduziert das Abtropfen von Flüssigkeit.



Wannenvolumen:
3.8 l



Größe (LxHxB):
335 x 260 x 205 mm



Gewicht:
5 kg (mit Einhängenkorb und Deckel)



CE Type Ref:
Eurosonic®: 4D

Controller mit LED-Hintergrundbeleuchtung





Ergonomisch

Die praktischen Griffe an den Seiten sorgen für eine leichte Handhabung, der rückseitige Ablaufhahn für eine mühelose Entleerung.



Einfach

Controller mit LED-Hintergrundbeleuchtung und „Lichtsystem“ für einen einfachen und intuitiven Einsatz.



Solider Aufbau

Gehäuse aus Stahl und unverformbarer Deckel mit Tropfschutz.



Leistungsstark

Sie können zwischen 6 Automatikprogrammen mit optimierter Dauer und Temperatur, sowie individuellen Programmen mit einem Temperaturbereich zwischen 30 °C und 60 °C wählen.



Wählen sie mit dem neu entwickelten Controller eins von sechs Automatikprogrammen. Alle Programme sind für verschiedene Reinigungszwecke bereits optimiert und steuern den Reinigungsprozess in vier Phasen: Zunächst wird überschüssiges Gas aus der Reinigungslösung entfernt. Phase zwei beseitigt grobe Verunreinigungen. Es folgt eine intensive Feinreinigung. In Phase vier werden die Oberflächen final behandelt. Für individuelle Anwendungen stellen Sie Reinigungszeit und Reinigungsdauer einfach nach Ihren Wünschen ein. Es stehen Zeiten von 10 bis 40 Minuten und Temperaturen von 30 bis 60 °C zur Verfügung.



Entgasungs-phase

In der Reinigungslösung enthaltene Gase werden eliminiert. Die Ultraschallwellen werden nicht durch Lufteinschlüsse abgelenkt, treffen ungehindert auf das Reinigungsgut und können ihre ganze Reinigungskraft entfalten.



Normal-phase

Die Ultraschallwellen erzeugen eine Vielzahl von Mikrobläschen in der Reinigungslösung. Beim Auftreffen auf das Reinigungsgut implodieren die Bläschen und lösen daran haftenden Schmutz ab. Dieses Prinzip (Kavitationsverfahren) sorgt für eine besonders feine Reinigung. Eine Erhöhung der Temperatur des Ultraschallbades und der Einsatz von Reinigungsmitteln unterstützen diesen Prozess.



Boost-phase

Die Boost-Phase erzeugt intensive Schallwellen in schneller Folge. Sie lösen grobe Verunreinigungen von den Instrumenten ab.



Sweep-mode-phase

Die Frequenz schwankt kontinuierlich um den Basiswert, so dass die Ausbreitung der Wellen gleichmäßig über das gesamte Volumen der Wanne erfolgt: so werden maximale Kavitation und beste Reinigungsergebnisse erreicht.

Euronda

Pro System



Eurosonic® 3D

Die solide Wahl

Gründliche Ultraschallsreinigung mit der vielfach bewährten Sweep-Mode-Technologie. Mittels digitaler Steuerung werden permanente Frequenzwechsel erzeugt. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Die zentrale Controller-LED unterstützt das E-Light Lichtsystem. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei konstant 60 °C zur Verfügung. Durch die Griffe an den Seiten kann die Wanne mühelos gehandhabt werden.

**Wannenvolumen:**

2.7 l

**Größe (LxHxB):**

270 x 240 x 195 mm

**Gewicht:**


3.7 kg (mit Einhängkorb und Deckel)

**CE Type Ref:**

Eurosonic®: 3D

Euronda

Pro System



Eurosonic® Energy

Die robuste Basis

Das solide und handliche Ultraschallgerät Eurosonic® Energy sorgt mit der eingesetzten Sweep-Mode-Technologie für eine gründliche und gleichmäßige Reinigung. Die seitlichen Tragegriffe vereinfachen das Handling. Über ein Drehregler lassen sich Reinigungszeiten bis 30 Minuten einstellen.

**Wannenvolumen:**

2.7 l

**Größe (LxHxB):**

270 x 240 x 220 mm

**Gewicht:**

3.7 kg (mit Einhängkorb und Deckel)

**CE Type Ref:**

Eurosonic®: Energy

Zubehör

Eurosonic® 4D



Deckel

Rauchfarbener Deckel
mit Tropfschutz



Einhängerkorb

Perforierter
Einhängerkorb aus
Edelstahl



Becher

Glasbecher mit 600 ml
Fassungsvermögen und
Kunststoffdeckel



Halter

Becherhalter
1x600 ml



Halter

Becherhalter
3x600 ml

Eurosonic® 3D und Eurosonic® Energy



Deckel

Rauchfarbener Deckel
mit Tropfschutz



Einhängerkorb

Perforierter
Einhängerkorb aus
Edelstahl



Becher

Glasbecher mit 600 ml
Fassungsvermögen und
Kunststoffdeckel



Halter

Becherhalter
2x600 ml

Eurosonic[®] Micro

Klein, aber leistungsstark

Das kleinste Ultraschallgerät der Eurosonic[®]-Serie überzeugt durch kompakte Abmessungen, ergonomisches Design und einfachste Handhabung. Einfach einschalten - fertig. Der Reinigungszyklus ist auf 10 Minuten fest eingestellt. Eurosonic[®] Micro - die optimale Wahl für die schnelle Reinigung von kleinen Gegenständen.



Wannenvolumen:

0.5 l



Größe (LxHxB):

235 x 130 x 170 mm



Gewicht:

1.1 kg
(mit Deckel)



CE Type Ref:

Eurosonic[®]: Micro


Einsatz des Deckels



Ein kleines Zubehör mit großer Wirkung: der Deckel. Er verhindert das Austreten von Aerosolpartikeln und Spritzwasser und unterstützt das schnelle Aufheizen der Flüssigkeit in der Ultraschallwanne.



Aus einem besonderen Kunststoff gefertigt, reduziert er sehr wirksam das Niveau des Arbeitsgeräusches. Die neu entwickelte Form verhindert das Abtropfen von Flüssigkeiten, welche sich im Betrieb am Deckel niederschlagen.




Direkte und indirekte Methode




Direkte Methode

Einfach die Flüssigkeit, ggf. mit einem Reinigungszusatz, in die Ultraschallwanne einfüllen. Instrumente oder zu reinigendes Material in den Korb legen, diesen dann ins Gerät einhängen. Zum Schluss den optional erhältlichen Deckel auflegen.




Indirekte Methode

Eignet sich besonders für sehr kleine Gegenstände wie Bohrer oder Fräser, aber auch für Zahnprothesen oder kieferorthopädische Zahnklammern. Die Flüssigkeit, ggf. mit einem Reinigungszusatz, in die Ultraschallwanne einfüllen. Befüllen sie ebenfalls die als Zubehör erhältlichen Becher und stellen diese in die bereits gefüllte Ultraschallwanne. Es können mehrere Becher - je nach Gerätemodell - eingesetzt werden, welche mit unterschiedlichen Flüssigkeiten und Materialien gefüllt werden können.



Technische Daten

Eurosonic® 4D

	Aussenabmessungen	335 x 260 x 205 mm (LxHxB)	
	Wannengrösse	300 x 100 x 150 mm (LxHxB)	
	Wannenvolumen	3.8 l	
	Gewicht	5 kg (mit Einhängekorb und Deckel)	
	Betriebsspannung	110 V	230 V
	Leistungsaufnahme	240 W	300 W


Reinigungsprogramme Eurosonic® 4D

Reinigungszyklus	Reinigungsdauer	Temperatur
Instrumente	20 Minuten	40 °C
Bohrer und Fräser	10 Minuten	40 °C
Abdrucklöffel	40 Minuten	60 °C
Zementreste	10 Minuten	30 °C
Gipsreste	30 Minuten	60 °C
Prothesen	40 Minuten	60 °C


Zertifizierung

- Ultraschallwanne:
2014/35/UE - 2014/30/UE
- Unternehmen:
ISO 9001 - ISO 13485


Eurosonic® 3D

	Aussenabmessungen	270 x 240 x 195 mm (LxHxB)
	Wannengrösse	238 x 100 x 135 mm (LxHxB)
	Wannenvolumen	2.7 l
	Gewicht	3.7 kg (mit Einhängekorb und Deckel)
	Betriebsspannung	230 V
	Leistungsaufnahme	280 W

Eurosonic® Energy

	Aussenabmessungen	270 x 240 x 220 mm (LxHxB)
	Wannengrösse	238 x 100 x 135 mm (LxHxB)
	Wannenvolumen	2.7 l
	Gewicht	3.7 kg (mit Einhängekorb und Deckel)
	Betriebsspannung	230 V
	Leistungsaufnahme	80 W

Eurosonic® Micro

	Aussenabmessungen	235 x 130 x 170 mm (LxHxB)
	Wannengrösse	150 x 65 x 83 mm (LxHxB)
	Wannenvolumen	0.5 l
	Gewicht	1.1 kg (mit Deckel)
	Betriebsspannung	230 V
	Leistungsaufnahme	40 W

Euronda SpA® 2020

Kopie, Scan und/oder
Reproduktion des
Katalogs nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Bilder, Beschreibungen,
Abmessungen und
Technische Daten in
diesem Prospekt dienen
der unverbindlichen
Information. Irrtümer
und Schreibfehler
vorbehalten.

Wir behalten uns das
Recht vor, jederzeit und
ohne Ankündigung
Änderungen an den
hier beschriebenen
Eigenschaften und
Funktionen der Produkte
vorzunehmen.

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111
f (+39) 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.it

Deutschland

Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t (+49) 2505 9389 0
f (+49) 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t + 33 (0) 3 44 06 69 70
f + 33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

España

Euronda - Identyd
Identyd, Calle Músico
Antonio Rodríguez de Hita, 12
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es

Russia

OOO Euronda Russia
193149 Leningradsakaya obl.,
Vsevolozhsky r-on, d. Novosaratovka,
ul. Pokrovskaya, dom 41, litera B.
Russia
t + 7 (812) 635 88 94
m info@eurondarussia.com
www.euronda.com.ru

Euronda®