

**Composition and Description**  
Each 100 ml contains:  
Sodium Chloride: 0,9 g  
Water for injection q.s.: 100 ml  
Electrolytes:  
Sodium: 154 mEq/L  
Chloride: 154 mEq/L  
Irrigation solution is a sterile and non-pyrogenic solution for irrigation in PP bags of 250 mL, 500 mL or 1000 mL volumes.

**Indications**  
- Only for irrigation in medical and surgical applications.  
- Indicated for irrigation, cleaning of body surfaces and cavities, including eyes.  
- Also used for dilution of concentrated irrigation and cleaning solutions.

**Contraindications**  
- Not for use in surgical procedures related to the heart or central circulatory system.  
- Not for use in surgical procedures that directly contact the central nervous system.  
- Not for use intravenously.  
- Not for use in applications where electrocautery is used.

**Warnings**  
- Consult "instructions for use" before usage.  
- Do not use for intravenous injection.  
- Do not use for electrocauter applications.  
- Do not use if the solution is not clear, contains particles or if the bag is damaged.  
- Microwave heating of the solution is not permitted.  
- Aseptic technique is essential during application.  
- Product is for single use only. Discard unused portions of solution.  
- After the container is opened, the solution should be used promptly to minimize the possibility of bacterial growth or pyrogen formation.  
- Used products should be treated as medical waste.  
- Solution should not be used after the expiry date given on the label.  
- Solution should be used with care in patients with congestive heart failure or severe kidney impairment.

**User and Population**  
- There is no age or gender discrimination for intended use. Product shall be used by healthcare professionals only.

**Side Effects**  
- There can be adverse reactions if patient is sensitive to raw materials.  
- Excessive volume during irrigation of closed cavities like bladder may cause undue distention of tissues.  
- Lack of aseptic technique may cause site infection which may spread to other sites.  
- Absorption of large amounts of liquid can cause adverse reactions.  
- These adverse reactions caused by sodium or chloride amounts of solution are not expected during routine treatment. These adverse reactions frequency is not known.

**Dosage and Usage:**  
- Dosage to be applied will result from the type of administration. It can be dispensed by pouring into the area to clean, or through irrigation.

**Storage**  
- Store at room temperature between 15°C - 30°C  
- Keep this product out of the reach and sight of children.  
- Do not use this product after the expiry date.  
- Do not dispose of expired or remained products in the environment! Follow the local regulations for medical waste management.

**Manufacturer**  
**POLIFARMA I.L.A.C.SAN.VE.T.I.C.A.S.**  
Vakfir OSB Mah, Sanayi Cad. No:22/1, 59930 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE  
www.polifarma.com.tr  
**Distributor**  
**EURODRA S.P.A.**  
Via dell'Artigianato 7, 36030 Montebelluna Peralto, Vicenza / ITALY  
www.eurodras.com

**Composizione e Descrizione:**  
Ogni 100 ml di soluzione contengono:  
Cloruro di sodio: 0,9 g  
Acqua per preparazioni iniettabili q.b.: 100 ml  
Elettroliti:  
Sodio: 154 mEq/L  
Cloruro: 154 mEq/L  
La soluzione per irrigazione è una soluzione sterile e apirogena per l'irrigazione in sacche di PP con volumi da 250 mL, 500 mL o 1000 mL.

**Indicazioni**  
- Utilizzato solo per l'irrigazione in applicazioni mediche e chirurgiche.  
- Indicato per l'irrigazione, la pulizia della superficie corporea e delle cavità, compresi gli occhi.  
- Non destinato all'uso per via endovenosa.  
- Non destinato ad applicazioni in cui viene utilizzata l'elettrocoagulazione.

**Controindicazioni**  
- Non destinato all'uso in procedure chirurgiche relative al cuore o al sistema circolatorio centrale.  
- Non destinato all'uso in procedure chirurgiche che entrano direttamente in contatto con il sistema nervoso centrale.  
- Non destinato all'uso per via endovenosa.  
- Non destinato ad applicazioni in cui viene utilizzata l'elettrocoagulazione.

**Avvertenze**  
- Consultare le "istruzioni per l'uso" prima dell'uso.  
- Non utilizzare per iniezione endovenosa.  
- Non usare per applicazioni elettrocoagulative.  
- Non utilizzare se la soluzione non è limpida, contiene particelle o se la sacca è danneggiata.  
- Non è consentito il riscaldamento della soluzione nel microonde.  
- La tecnica asettica è essenziale durante l'applicazione.  
- Il prodotto è esclusivamente monouso. Smaltire la parte non utilizzata della soluzione.  
- Dopo l'apertura del contenitore, la soluzione deve essere utilizzata immediatamente per ridurre al minimo la possibilità di crescita batterica o formazione di pirogeni.  
- I prodotti usati devono essere trattati come rifiuti sanitari.  
- La soluzione non deve essere utilizzata dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.  
- La soluzione deve essere usata con cautela nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia, grave insufficienza renale.

**Utente e popolazione**  
- Non vi è alcuna discriminazione di età o sesso per l'uso previsto. Il prodotto deve essere utilizzato solo da operatori sanitari.

**Effetti collaterali**  
- Possono verificarsi reazioni avverse se il paziente è sensibile alle materie prime incluse.  
- Un volume eccessivo durante l'irrigazione di cavità chiuse come la vescica può causare un'eccessiva distensione dei tessuti.  
- La mancanza di una tecnica asettica può causare infezioni nel sito che possono diffondersi altrove.  
- Anche l'assorbimento di grandi quantità può causare alcune reazioni avverse. Queste, causate da quantità di soluzione di sodio o cloruro, non sono previste durante il trattamento di routine. La frequenza di queste reazioni avverse non è nota.

**Dosaggio e utilizzo:**  
- Il dosaggio di applicare dipenderà dal tipo di somministrazione. Può essere erogato versando la soluzione nell'area da pulire, oppure tramite irrigazione.

**Conservazione**  
- Conservare a temperatura ambiente tra 15°C e 30°C.  
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.  
- Non utilizzare questo prodotto dopo la data di scadenza.  
- Non disperdere residui o prodotti scaduti nell'ambiente! Si prega di seguire le normative locali per la gestione dei rifiuti sanitari.

**Produttore**  
**POLIFARMA I.L.A.C.SAN.VE.T.I.C.A.S.**  
Vakfir OSB Mah, Sanayi Cad. No:22/1, 59930 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE  
www.polifarma.com.tr  
**Distributore**  
**EURODRA S.P.A.**  
Via dell'Artigianato 7, 36030 Montebelluna Peralto, Vicenza / ITALIA  
www.eurodras.com

**Composición y descripción**  
Cada 100 ml de solución contienen:  
Cloruro de sodio: 0,9 g  
Agua para inyección q.s.: 100 ml  
Electrolitos:  
Sodio: 154 mEq/L  
Cloruro: 154 mEq/L  
La solución de irrigación es una solución estéril e apirógena para la irrigación en bolsas de PP con volúmenes de 250 mL, 500 mL o 1000 mL.

**Indicaciones**  
- Utilizar únicamente para irrigación en aplicaciones médicas y quirúrgicas.  
- Indicado para irrigación, limpieza de superficie corporal y cavidades incluyendo ojos.  
- También se utiliza para fines de dilución de soluciones concentradas de irrigación y limpieza.

**Contraindicaciones**  
- Nunca debe utilizarse en procedimientos quirúrgicos relacionados con el corazón o el sistema circulatorio central.  
- Nunca debe utilizarse en procedimientos quirúrgicos que vayan a contactar directamente con el sistema nervioso central.  
- Nunca debe utilizarse por vía intravenosa.  
- Nunca debe utilizarse en aplicaciones donde se utiliza electrocoagulación.

**Advertencias**  
- Consultar las "instrucciones de uso" antes de utilizar.  
- No utilizar para inyección intravenosa.  
- No utilizar para aplicaciones de electrocoagulación.  
- No utilizar si la solución no es transparente, contiene partículas o la bolsa está dañada.  
- No se permite calentar la solución en microondas.  
- La técnica aséptica es fundamental durante la aplicación.  
- El producto es para un solo uso. Deseche las porciones no utilizadas de la solución.  
- Después de abrir el envase, la solución debe usarse inmediatamente para minimizar la posibilidad de crecimiento bacteriano o formación de pirógenos.  
- Los productos usados deben tratarse como desechos médicos.  
- La solución no debe utilizarse después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.  
- La solución debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva o insuficiencia renal grave.

**Usuario y población**  
- No existe discriminación por edad o género para el uso previsto. El producto debe ser utilizado únicamente por profesionales sanitarios.

**Efectos secundarios**  
- Puede haber reacciones adversas si el paciente es sensible a las materias primas incluidas.  
- El volumen excesivo durante la irrigación de cavidades cerradas como la vejiga puede provocar una distensión indebida de los tejidos.  
- La falta de una técnica aséptica puede provocar una infección del sitio que puede extenderse a otros sitios.  
- También la absorción de grandes cantidades puede provocar algunas reacciones adversas. Estas reacciones adversas causadas por cantidades de solución de sodio o cloruro no se esperan durante el tratamiento rutinario. Se desconoce la frecuencia de estas reacciones adversas.

**Dosis y uso:**  
- La dosis a aplicar dependerá del tipo de administración. Se puede dosificar vertiendo en la zona a limpiar o mediante riego.

**Almacenamiento**  
- Conservar a temperatura ambiente entre 15°C - 30°C.  
- Mantenga este producto fuera del alcance y a la vista de los niños.  
- No use este producto después de la fecha de caducidad.  
- ¡No deseches en el medio ambiente productos caducados o sobrantes! Siga las regulaciones locales para el manejo de desechos médicos.

**Fabricante**  
**POLIFARMA I.L.A.C.SAN.VE.T.I.C.A.S.**  
Vakfir OSB Mah, Sanayi Cad. No:22/1, 59930 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE  
www.polifarma.com.tr  
**Distribuidor**  
**EURODRA S.P.A.**  
Via dell'Artigianato 7, 36030 Montebelluna Peralto, Vicenza / ITALIA  
www.eurodras.com

**Composition et description**  
Chaque flacon de 100 ml contient:  
Chlorure de sodium: 0,9 g  
Eau pour injection q.s.: 100 ml  
Électrolytes:  
Sodium: 154 mEq/L  
Chlorure: 154 mEq/L  
La solution d'irrigation est une solution stérile et non pyrogène pour l'irrigation dans des poches en PP de 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.

**Indications**  
- Utiliser uniquement pour l'irrigation dans des applications médicales et chirurgicales.  
- Indiqué pour l'irrigation, le nettoyage des surfaces corporelles et des cavités, y compris les yeux.  
- Également utilisé pour la dilution des solutions concentrées d'irrigation et de nettoyage.

**Contre-indications**  
- Ne pas utiliser lors d'interventions chirurgicales liées aux systèmes cardiaques ou circulatoires centraux.  
- Ne pas utiliser lors d'interventions chirurgicales qui entrent directement en contact avec le système nerveux central.  
- Ne pas utiliser par voie intraveineuse.  
- Ne pas utiliser dans les applications où l'on utilise l'électrocautère.

**Avertissements**  
- Consulter le "mode d'emploi" avant utilisation.  
- Ne pas utiliser pour l'injection intraveineuse.  
- Ne pas utiliser pour des applications d'électrocoagulation.  
- Ne pas utiliser si la solution n'est pas claire, si elle contient des particules ou si la poche est endommagée.  
- Le chauffage de la solution par micro-ondes n'est pas permis.  
- Une technique aseptique est essentielle lors de l'application.  
- Le produit est à usage unique. Jeter les parties non utilisées de la solution.  
- Après ouverture du récipient, la solution doit être utilisée rapidement afin de minimiser le risque de développement bactérien ou de formation de pyrogènes.  
- Les produits usagés doivent être traités comme des déchets médicaux.  
- La solution ne doit pas être utilisée après la date de validité indiquée sur l'étiquette.  
- La solution doit être utilisée avec précaution chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive ou d'insuffisance rénale sévère.

**Utilisateur et population**  
- Il n'y a pas de discrimination en fonction de l'âge ou du sexe pour un usage prévu. Le produit ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé.

**Effets secondaires**  
- Il peut y avoir des réactions indésirables si le patient est sensible aux matières premières.  
- Un volume excessif lors de l'irrigation de cavités fermées comme la vessie peut entraîner une distension excessive des tissus.  
- L'absence de technique aseptique peut provoquer une infection du site qui peut se propager à d'autres sites.  
- L'absorption de grandes quantités peut provoquer des effets indésirables. Ces effets indésirables provoqués par les quantités de sodium ou de chlorure de la solution ne sont pas attendus dans le cadre d'un traitement de routine. La fréquence de ces effets indésirables n'est pas connue.

**Posologie et utilisation:**  
- Il y a lieu de discriminer du type d'administration. Elle peut être distribuée en versant dans la zone à nettoyer ou par irrigation.

**Conservation**  
- Conserver à température ambiante entre 15°C et 30°C.  
- Tenir ce produit hors de la portée et de la vue des enfants.  
- Ne pas utiliser ce produit après la date de validité.  
- Ne pas jeter les produits expirés ou restés sur place! Veuillez respecter les réglementations locales en matière de gestion des déchets.

**Fabricant**  
**POLIFARMA I.L.A.C.SAN.VE.T.I.C.A.S.**  
Vakfir OSB Mah, Sanayi Cad. No:22/1, 59930 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE  
www.polifarma.com.tr  
**Distributeur**  
**EURODRA S.P.A.**  
Via dell'Artigianato 7, 36030 Montebelluna Peralto, Vicenza / ITALIA  
www.eurodras.com

**Zusammensetzung und Beschreibung**  
Jede 100 ml Lösung enthält:  
Natriumchlorid: 0,9 g  
Wasser für Injektionszwecke q.s.: 100 ml  
Elektrolyten:  
Natrium: 154 mEq/L  
Chlorid: 154 mEq/L  
Die Irrigationlösung ist eine sterile und pyrogenfreie Lösung zur Irrigation in PP-Beuteln mit Volumen von 250 ml, 500 ml oder 1000 ml.

**Indikationen**  
- Ausschließlich zur Irrigation in medizinischen und chirurgischen Anwendungen verwenden.  
- Für Irrigation und Reinigung von Körperoberflächen und Hohlräumen des Körpers, einschließlich der Augen.  
- Wird auch verwendet für die Verdünnung konzentrierter Irrigations- und Reinigungslösungen.

**Contraindikationen**  
- Nicht für die Verwendung bei chirurgischen Eingriffen im Zusammenhang mit dem Herzen oder dem zentralen Kreislaufsystem.  
- Nicht für die Verwendung bei chirurgischen Eingriffen in Verbindung mit direkter Berührung mit dem Zentralnervensystem haben.  
- Nicht für die intravenöse Verwendung.  
- Nicht für die Verwendung in Anwendungen, bei denen eine Elektrokoagulation zum Einsatz kommt.

**Warnhinweise**  
- Vor der Anwendung die „Gebrauchsanweisung“ sorgfältig lesen.  
- Nicht für intravenöse Injektionen verwenden.  
- Nicht für Elektrokoagulation-Anwendungen verwenden.  
- Nicht verwenden, wenn die Lösung nicht klar ist. Partikel aufweist oder der Beutel beschädigt ist.  
- Das Erhitzen der Lösung in der Mikrowelle ist nicht gestattet.  
- Nicht verwendete Reste der Lösung entsorgen.  
- Nach dem Öffnen des Behälters sollte die Lösung umgehend verwendet werden, um das Risiko von Bakterienwachstum oder Pyrogenbildung zu minimieren.  
- Gebrauchte Produkte sollten als medizinischer Abfall entsorgt werden.  
- Die Lösung darf nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatums nicht weiterverwendet werden.  
- Ein Verstoß gegen die Anweisungen kann zu einer Verringerung der Schwerkraftfunktionströmung mit höchster Vorsicht angewendet werden.

**Benutzer und Population**  
- Bei beabsichtigter Nutzung bestehen keine Alters- oder Geschlechtsunterschiede. Das Produkt sollte nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden.

**Nebenwirkungen**  
- Bei Empfindlichkeit des Patienten gegen einer der Rohmaterialien kann es zu Nebenwirkungen kommen.  
- Ein übermäßiges Volumen während der Irrigation geschlossener Hohlräume wie die Blase kann eine übermäßige Ausdehnung des Gewebes zur Folge haben.  
- Mangelnde aseptische Maßnahmen können zu Infektionen an der Verabreichungsstelle führen, die sich auf andere Stellen ausbreiten.  
- Auch die Aufnahme großer Mengen kann zu Nebenwirkungen führen. Diese durch Natrium- oder Chloridmengen in der Lösung verursachten Nebenwirkungen sind bei einer Routinebehandlung nicht zu erwarten. Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

**Dosierung und Anwendung:**  
- Die angewendete Dosierung hängt von der Verabreichungsart ab. Die Verabreichung kann durch Gießen in den zu reinigenden Bereich oder durch Irrigation erfolgen.

**Lagerung**  
- Bei Raumtemperatur zwischen 15°C - 30°C lagern.  
- Dieses Produkt außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.  
- Das Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht weiterverwenden.  
- Abgelaufene oder restliche Produkte nicht in der Umwelt entsorgen! Die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung medizinischer Abfälle befolgen.

**Hersteller**  
**POLIFARMA I.L.A.C.SAN.VE.T.I.C.A.S.**  
Vakfir OSB Mah, Sanayi Cad. No:22/1, 59930 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE  
www.polifarma.com.tr  
**Distributor**  
**EURODRA S.P.A.**  
Via dell'Artigianato 7, 36030 Montebelluna Peralto, Vicenza / ITALIEN  
www.eurodras.com

SYMBOL	DEFINITION
	Mark proving product compliance to European Regulation. Simbolo comprovante la conformità del prodotto alla normativa europea. Realizar pruebas de conformidad del producto con la normativa europea. Faites la preuve de la conformité des produits à la réglementation européenne. Durchführung des Nachweises der Produktkonformität mit europäischen Vorschriften.
	Indicates the item is a medical device. Indica che l'articolo è un dispositivo medico. Indique qu'il s'agit d'un dispositif médical. Hinweis auf ein Medizinprodukt.
	Indicates a single sterile barrier system and a medical device that has been sterilized using steam. Indica che il dispositivo è protetto da un sistema barriera sterile e che è stato sterilizzato mediante vapore. Indica un sistema de barrera estéril y un dispositivo médico que ha sido esterilizado con vapor. Indique un système de barrière stérile et un dispositif médical qui a été stérilisé à la vapeur. Hinweis auf ein Sterilbarriersystem und ein mit Dampf sterilisiertes Medizinprodukt.
	Indicates a medical device that is intended for one single use only. Indica un dispositivo medico destinato ad un solo uso. Indique un dispositif médical destiné à un usage unique. Hinweis auf ein Medizinprodukt, das ausschließlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist.
	Indicates a medical device that is not to be re-sterilized. Indica un dispositivo medico che non deve essere ristilizzato. Indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé. Hinweis auf ein Medizinprodukt, das nicht erneut sterilisiert werden darf.
	Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed. Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza. Indica los límites de temperatura a los que el dispositivo médico puede estar expuesto de forma segura. Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. Hinweis auf die Temperaturgrenzen, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.
	Indicates the medical device manufacturer. Indica il produttore del dispositivo medico. Indica el fabricante del dispositivo médico. Indique le fabricant du dispositif médical. Hinweis auf den Hersteller des Medizinprodukts.
	Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified. Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico possa essere identificato. Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el dispositivo médico. Indique le numéro de catalogue du fabricant afin de permettre l'identification du dispositif médical. Hinweis auf die Katalognummer des Herstellers zur Identifizierung des Medizinprodukts.
	Indicates the entity distributing the medical device into the local market. Indica l'entità che distribuisce il dispositivo medico nel territorio. Indica la entidad que distribuye el dispositivo médico en la localidad. Indique l'entité qui distribue le dispositif médical dans la localité. Hinweis auf die Entität, die das medizinische Gerät im Gebiet vertreibt.
	Indicates product is non-pyrogenic. Indica che il prodotto è apirogeno. Indique que le produit est apyrogène. Hinweis auf die nicht-pyrogene Eigenschaft des Produkts.
	Indicates a medical device that needs protection from light sources. Indica un dispositivo medico che necessita di protezione da fonti luminose. Indica un dispositivo médico que necesita protección contra fuentes de luz. Indique un dispositif médical nécessitant une protection contre les sources lumineuses. Hinweis auf ein medizinisches Gerät, das vor Lichtquellen geschützt werden muss.

SYMBOL	DEFINITION
	Indicates a medical device that needs to be protected from moisture. Indica un dispositivo medico che necessita di essere protetto dall'umidità. Indica un dispositivo médico que debe protegerse de la humedad. Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité. Hinweis auf ein Medizinprodukt, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss.
	Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened. Indica un dispositivo medico che non deve essere utilizzato se la confezione è danneggiata o aperta. Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage a été endommagé ou ouvert. Weist auf ein medizinisches Gerät hin, das nicht verwendet werden sollte, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde.
	Indicates the need for the user to consult the instructions for use. Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso. Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso. Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi. Hinweis auf das Erfordernis zum Durchlesen der Gebrauchsanweisung durch den Benutzer.
BATCH NO:	Batch Number. Numero di lotto. Número de lote. Numéro de lot. Batch Number.
LOT	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified. Indica il codice lotto del produttore in modo che il lotto possa essere identificato. Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote. Indique le code de lot du fabricant afin de permettre l'identification du lot. Hinweis auf den Chargencode des Herstellers zur Identifizierung der Charge.
EXP. DATE	Indicates the medical device expiry date. Indica la data di scadenza del dispositivo medico. Indica la fecha de caducidad del dispositivo médico. Indique la date d'expiration du dispositif médical. Gibt das Verfallsdatum des Medizinprodukts an.
	Expiry Date. Data di Scadenza. Fecha de caducidad. Date d'expiration. Verfallsdatum.
	Indicates the date when the medical device was manufactured. Indica la data in cui è stato fabbricato il dispositivo medico. Indica la fecha en que se fabricó el dispositivo médico. Indique la date de fabrication du dispositif médical. Hinweis auf das Herstellungsdatum des Medizinprodukts.
	PP material recycling code. Codice di riciclaggio del materiale PP. Código de reciclaje de material PP. Code de recyclage de matériau PP. Recyclingcode für PP-Material.
	Indicates a medical device that can be broken or damaged if not handled carefully. Indica un dispositivo medico che può rompersi o danneggiarsi se non maneggiato con attenzione. Indica un dispositivo médico que puede romperse o dañarse si no se manipula con cuidado. Indique un dispositif médical qui peut être cassé ou endommagé s'il n'est pas manipulé avec précaution. Hinweis auf ein Medizinprodukt, das bei nicht sachgemäßer Handhabung zerbrechen oder beschädigt werden kann.
ITEM NUMBER	Indicates the identification code of the distributor. Indica il codice identificativo del distributore. Indica el código de identificación del distribuidor. Indique le code d'identification du distributeur. Hinweis auf den Identifikationscode des Händlers.