

KITTEL MIT BAUMWOLLBÜNDCHEN AUS BLAUEM TNT-SPINNVLIES

Unsteriler Einwegkittel aus blauem Spinnvliesstoff mit Baumwollbündchen, besonders geeignet als Ausstattung für Besucher, als Kittel für Mitarbeiter oder Operateure bei kurzen oder ambulanten Eingriffen. Kittel mit hervorragender Passform, erlaubt normale Bewegungen, ohne dass der Stoff reißt. Im postoperativen Raum und auf der Station eingesetzt, bietet er die gleichen Eigenschaften wie ein normaler Stoffkittel. Der verwendete Vliesstoff stellt eine bakteriologische Barriere dar und ermöglicht gleichzeitig eine hohe Atmungsaktivität der Haut, wodurch ein Anstieg der Körpertemperatur vermieden wird. Die Tatsache, dass es sich um einen Einwegartikel handelt, schließt das Risiko einer Kreuzkontamination aus.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: (Abmessungstoleranz ± 5 %)

- Kittel aus blauem Polypropylen-Spinnvliesstoff
- Kittel mit verstellbarem Gürtel aus TNT an der Vorderseite
- Abmessungen des Kittels: Länge 120 cm – Breite 140 cm
- Halsverschluss mit Schnürung an der Rückseite
- Kragen mit Rand aus TNT
- Bündchen aus Polyester und Baumwolljersey

PRODUKTION:

Die Produktion und die Verpackung des Produkts finden in einem speziellen Reinraum mit kontrollierter Umgebung statt.

REINRAUM MIT KONTROLLIERTER UMGEBUNG:

Klasse ISO 8 – Norm UNI EN ISO 14644-1.

Umgebung mit konstanter Temperatur und Feuchtigkeit; durch spezielle Belüftungs- und Filtersysteme wird die bakterielle Belastung kontrolliert und auf einem niedrigen Niveau gehalten.

KONFEKTIONIERUNG:

Kittel in Schutzfolie eingewickelt, in Kartons verpackt.

STERILISATION:

Unsteriler Artikel

QUALITÄTSKONTROLLE:

Das von dem Unternehmen ALLE angewandte Qualitätssystem entspricht den folgenden Normen:

- **EN ISO 13485**

In allen Verarbeitungsphasen werden Kontrollen durchgeführt: Eingang, Produktion, Verpackung.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:

Das Produkt darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal verwendet werden. Bitte Angaben auf dem Etikett lesen.

LAGERUNG:

- Die Lagerung erfolgt in den Originalkartons, in einer geschlossenen und sauberen Umgebung, geschützt vor Sonnenlicht.
- Die ungeöffnete Verkaufsverpackung ist garantiert undurchlässig für direkte und indirekte Lichtquellen.

PRODUKTENTSORGUNG:

Die in diesem Dokument aufgeführte Produkt kann als nicht gefährlicher Abfall in zugelassenen Anlagen, einschließlich Verbrennungsanlagen, gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Wenn das Produkt jedoch bei chirurgischen Eingriffen im Operationssaal mit biologischen Flüssigkeiten des Patienten in Kontakt kommt, muss es als Krankenhausabfall behandelt und entsorgt werden.

LATEX- UND PHTHALATFREI:

- Das Produkt enthält kein Naturkautschuklatex (latexfrei)
- Das Produkt enthält keine Phthalate (PVC-frei)
- Das Produkt enthält keine Elemente (Klebstoffe, Chemikalien usw.), die Allergien oder andere Hauterscheinungen verursachen können.

CND: T0205 (Nationale Klassifizierung von Medizinprodukten IT)

PRODUKTKLASSIFIZIERUNG: MEDIZINPRODUKT DER KLASSE 1

KITTEL MIT BAUMWOLLBÜNDCHEN AUS BLAUEM TNT-SPINNVLIES

| GRÖSSE | KONFEKTION | CODE |
|--------------|------------|---------------|
| 120 x 140 CM | 50 Stück | 270426 |



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN**GRÜNER SPINNVLIESTOFF**

Gewebter Vliesstoff aus 100 % Polypropylenfasern, bestehend aus dicht gewebten, ungeordneten Fasern, die kein Eindringen von Bakterien, aber eine freie Luftzirkulation zulassen. Er ist weich, drapierbar und hat eine gute Trocken- und Nassfestigkeit.

| | |
|---------------|--------------------------|
| FARBE | BLAU |
| GEWICHT | 30 g/m ² ± 5 |
| ZUGFESTIGKEIT | MD=80,00 N/5 cm (± 10,0) |
| ZUGFESTIGKEIT | CD=50,50 N/5 cm (± 6,5) |
| DEHNUNG % | MD=100 (± 15,0) |

