

PARTE 1**DIMENSIONI DI INGOMBRO
DEL SEGGIOLINO E DELL'IMBALLO**

Diametro della base (cm)	46
Altezza regolabile (cm)	min. 47- max 67
Ingombro imballo (cm)	52x52x55

PARTE 3

DESCRIZIONE SEGGIOLINO

Seggiolini per operatore in acciaio cromato). Comodi, robusti, versatili ed ergonomici consentono di essere adattati in diverse posizioni in relazione a tutte le necessità dell'utilizzatore (schienale regolabile in altezza, profondità e posizione; sedile mobile con pistone interno che permette di variare l'altezza da 47 a 67 cm.) Dispongono di comando manuale (anello posto sotto il sedile). Sono supportati da 5 ruote mobili in ogni direzione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro della base (cm)	46
Altezza regolabile (cm)	min. 47- max 67
Dimensioni sedile (cm)	40x10
Schienale regolabile	sx-dx-centro
Profondità schienale	regolabile
Regolazione altezza sedile	Manuale con anello sotto il sedile
N° ruote	5
Peso (kg)	15

PART 1**DIMENSIONS OF THE MACHINE
AND OF THE PACKAGE**

Diameter of base (cm)	46
Height adjustable (cm)	min. 47- max 67
Overall dimensions (cm)	52x52x55

PART 3

STOOL DESCRIPTION

Chromed steel dental stools. Comfortable, sturdy, versatile and ergonomic, they can be adjusted to different positions depending on the user's needs (anatomical backrest with adjustable height, depth and position, moving seat with internal piston which allows adjustment of height from 47 to 67 cm.). They feature manual controls (ring located under the seat). Supported by five castors.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diameter of base (cm)	46
Height adjustable (cm)	min. 47- max 67
Seat dimensions (cm)	40x10
Adjustable backrest	lefth-right-center
Backrest depth	adjustable
Seat height adjustment	Manual with ring under seat
N. castors	5
Weight (kg)	15