

Data ultima revisione / Last revision date / Datum letzte Revision: 27/09/2017

<p>DENOMINAZIONE PRODUCT NAME PRODUKTBEZEICHNUNG</p>	<p>MONOART[®] TRAY PAPER TRAY PAPER TRAYPAPIER</p>
<p>DESCRIZIONE PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG</p>	<p>Carta crespata permeabili a vapore e gas. Base ideale per il tray da posizionare tra il fondo ed il contenuto. Utilizzare all'interno dell'autoclave Elevato potere assorbente, antistrappo, non contengono cloro e diossina.</p> <p>Crinkled paper pervious to steam and gas. Ideal base for tray, to be placed between the bottom and the contents. To be used in autoclaves. With elevated absorbing power, anti tear, they do not contain chloride and diossine.</p> <p>Krepppapier durchlässig für Dampf und Gas. Ideal als Unterlage für Trays, zwischen Trayboden und Instrumenten. Zur Verwendung im Autoklaven geeignet. Hohe Saugfähigkeit. Ohne Recyclingstoffe, Formaldehyde und optische Aufheller.</p>
<p>CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN</p>	<p>Contiene: carta Grammatura: 55 gr/m² Colore: bianco - verde - azzurro - arancione - giallo - rosa - lilla - lime - blu capri. Dimensioni: 28 cm x 18 cm</p> <p>It contains: paper Grammature : 55 gr/m² Colour: white - green - light blue - orange - yellow - pink - lilac - lime - capri blue Size: 28 cm x 18 cm</p> <p>Bestandteil: Papier Grammatur: 55 g/m² Farbe: weiß - grün - blau - orange - gelb - rosa - lila - cedro - capri blau Größe: 28 cm x 18 cm</p>
<p>DOSAGGIO DOSING DOSIERUNG</p>	<p>N/A</p>
<p>ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA' DANGER LABELLING GEFAHRENETIKETT</p>	<p>N/A</p>
<p>INFORMAZIONI DI SICUREZZA SAFETY INFORMATION SICHERHEITSINFORMATIONEN</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Non riutilizzare. <input checked="" type="checkbox"/> Do not re-use. <input checked="" type="checkbox"/> Nicht wieder verwenden.</p>
<p>SCHEMA DI SICUREZZA SAFETY DATA SHEET SICHERHEITSDATENBLATT</p>	<p>N/A</p>

DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER NORM	N/A
STOCCAGGIO STORAGE LAGERUNG	Stoccare a temperatura ambiente in luogo asciutto e ventilato. Non stoccare alla luce diretta del sole. Storage at environmental temperature in a dry and ventilate room. No storage in direct sun. Lagerung bei Zimmertemperatur in einem trockenen und belüfteten Raum. Keiner direkten Sonneneinstrahlung ausliefern.
DURATA DURATION HALTBARKEIT	Non ha scadenza. No expiry date. Ohne Haltbarkeitsdatum.
CONFEZIONI PACKAGES PACKUNGEN	Scatole da 250 pezzi; cartone da 10 confezioni Boxes from 250 pieces; each box has 10 packages Folierte Packungen mit 250 Blatt; 10 Packungen im Umkarton

N/A: non applicabile / not applicable / nicht anwendbar