

DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME / NOM DU PRODUIT / PRODUKTBEZEICHNUNG / DENOMINACIÓN / NOME DO PRODUTO	Monoart® Dispotray
DESCRIZIONE / PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION / PRODUKTBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Vassoio in plastica con scompartimenti. Plastic tray with compartments. Plateau en plastique avec des compartiments. Plastik Tray mit Abteilungen. Tray de plástico con compartimentos. Tray em plásticos com compartimentos.
CARATTERISTICHE FISICHE / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Colori: bianco. Dimensioni Standard: 284 x 183 x 17 mm. Dimensioni: Mini 183 x 140 x 17 mm. Colours: white Dimensions Standard: 284 x 183 x 17 mm. Dimensions Mini: 183 x 140 x 17 mm. Couleurs: blanc Dimensions Standard: 284 x 183 x 17 mm. Dimensions Mini 183 x 140 x 17 mm. Farben: weiß Maßen Standard: 284 x 183 x 17 mm. Maßen Mini 183 x 140 x 17 mm. Color: blanco Dimensiones Standard: 284 x 183 x 17 mm. Dimensiones Mini 183 x 140 x 17 mm. Cores: branco Dimensões Standard: 284 x 183 x 17 mm. Dimensões Mini 183 x 140 x 17 mm
DOSAGGIO / DOSING / DOSAGE / DOSIERUNG / DOSIFICACIÓN / DOSAGEM	N/A
ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA' / DANGER LABELLING / ÉTIQUETAGE DE RISQUE / GEFAHRENETIKETT / ETIQUETADO DE PELIGROSIDAD / ETIQUETAGEM DE PERIGO	N/A
INFORMAZIONI DI SICUREZZA / SAFETY INFORMATION / INFORMATIONS DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSINFORMATIONEN / INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD / INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	N/A
SCHEDA DI SICUREZZA / SAFETY DATA SHEET / FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSDATENBLATT / FICHA DE SEGURIDAD / FICHA DE SEGURANÇA	N/A
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS / DIRECTIVE ET/OU NORME DE RÉFÉRENCE / BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER NORM / DIRECTIVA Y/O NORMA DE REFERENCIA / DIRECTIVA E/OU NORMA DE REFERÊNCIA	N/A
STOCCAGGIO / STORAGE / STOCKAGE / LAGERUNG / ALMACENAMIENTO / ARMAZENAGEM	Non necessita di condizioni ambientali particolari. No particular environmental conditions required Aucune condition ambiante spéciale n'est requise. Keine besonderen Raumbedingungen erforderlich. No necesita condiciones ambientales especiales. Não requer condições ambientais especiais.

**DURATA / DURATION / DURÉE /
DAUER / DURACIÓN / DURAÇÃO**

Monouso
Disposable
Jetable
Einwegartikel
Desechable
Disponível

**CONFEZIONI / PACKAGES /
CONDITIONNEMENT /
PACKUNGEN / ENVASES /
EMBALAGENS**

Confezioni da 400 pezzi.
Bags containing 400 pieces each
Emballages de 400 unités.
400-Stck. Packungen.
Envases de 400 piezas.
Embalagens de 400 unidades.

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable / Nicht anwendbar / no aplicable / não aplicável

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informações técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua própria responsabilidade.