



Spazio complessivo richiesto - Overall space required:



DENOMINAZIONE /  
PRODUCT NAME /  
PRODUKTBEZEICHNUNG

TERMOGILLATRICE ELETTRONICA / ELECTRONIC THERMOSEALING MACHINE / FOLIENSCHWEIßGERÄT  
EUROSEAL® INFINITY

DIMENSIONI D'INGOMBRO DELL'  
IMBALLO / OVERALL DIMENSIONS OF  
PACKAGING / AUßENMAßE DER  
VERPACKUNG



A = 510 mm  
B = 470 mm  
C = 240 mm

PESO TOTALE DELL'IMBALLO / TOTAL  
WEIGHT OF PACKAGING /  
GESAMTGEWICHT DER VERPACKUNG

8 kg

CARATTERISTICHE /  
CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN

Tensione di alimentazione Supply voltage Netzspannung	200-240 V
Numero Fasi Number of phases Phasenanzahl	1
Frequenza di alimentazione Supply frequency Frequenz	50 / 60 Hz
Potenza Power input Leistung	180 W
Classe di isolamento Isolation class Isolierungsklasse	IPX0
Fusibili Fuses Sicherungen	Nr. 2 – 5x20 mm T5AL250V
Interruttore Switch Shalter	Unipolare Unipolar Unipolar

<b>Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato</b>	<p>Uso interno                  Altitudine fino a 2000 m                  Temperatura: da 5 a 40 °C                  Umidità relativa max: 85%                  Variazione Tensione max: ± 10 %                  Categoria di sovratensione: II                  Grado di inquinamento: 2</p>
<b>Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate</b>	<p>Internal use                  Altitude up to 2000 m                  Temperature: from 5 to 40 °C                  Relative max. humidity: 85%                  Max voltage variation: ± 10 %                  Overvoltage category: II                  Pollution level: 2</p>
<b>Umgebungsbedingungen, für die das Gerät ausgelegt wurde</b>	<p>Einsatz im Innenbereich                  Höhenlage bis zu 2000 m                  Temperatur: von 5 bis 40 ° C                  Maximale relative Feuchtigkeit: 85%                  Max. Spannungsschwankung: ± 10 %                  Überspannungskategorie: II                  Verschmutzungsgrad: 2</p>
<b>Peso Weight Gewicht</b>	7 kg
<b>Dimensioni saldatura Sealing dimensions Schweißabmessungen</b>	12 x 310 mm
<b>Controllo della temperatura di saldatura Sealing temperature control Kontrolle der Schweißtemperatur</b>	<p>A temperatura costante, la temperatura è compresa tra 170°C e 200°C.                  At constant temperature, the temperature is between 170°C and 200°C.                  Bei konstanter Temperatur liegt die Temperatur zwischen 170°C und 200°C.</p>
<b>Portarotoli Roll hanger Rollenhalter</b>	<p>Due posizioni                  Two positions                  Zwei Stellungen</p>
<b>Colore Colour Farbe</b>	RAL 9016

SMALTIMENTO / DISPOSAL /  
ENTSORGUNG

Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 6.  
 Directive 2012/19/EU (WEEE): category 6.  
 Richtlinie 2012/19/EU (EWR): Kategorie 6.