



Spazio complessivo richiesto - Overall space required:



DENOMINAZIONE /  
PRODUCT NAME /  
PRODUKTBEZEICHNUNG

**TERMOSIGILLATRICE ELETTRONICA  
ELECTRONIC THERMOSEALING MACHINE  
FOLIENSCHWEIßGERÄT  
EUROSEAL® INFINITY**

DIMENSIONI D'INGOMBRO DELL'  
IMBALLO / OVERALL  
DIMENSIONS OF PACKAGING /  
AUßENMAßE DER VERPACKUNG



A = 510 mm  
B = 470 mm  
C = 240 mm

PESO TOTALE DELL'IMBALLO /  
TOTAL WEIGHT OF PACKAGING /  
GESAMTGEWICHT DER  
VERPACKUNG

8 kg

CARATTERISTICHE /  
CHARACTERISTICS /  
EIGENSCHAFTEN

Tensione di alimentazione Supply voltage Netzspannung	200-240 V
Numero Fasi Number of phases Phasenanzahl	1
Frequenza di alimentazione Supply frequency Frequenz	50 / 60 Hz
Potenza Power input Leistung	180 W

<b>Classe di isolamento</b> <b>Isolation class</b> <b>Isolierungsklasse</b>	IPX0
<b>Fusibili</b> <b>Fuses</b> <b>Sicherungen</b>	Nr. 2 – 5x20 mm T5AL250V
<b>Interruttore</b> <b>Switch</b> <b>Shalter</b>	Unipolare Unipolar Unipolarer
<b>Campo di condizioni ambientali per le quali l' apparecchio è stato progettato</b>	Uso interno Altitudine fino a 2000 m Temperatura: da 5 a 40 °C Umidità relativa max: 85% Variazione Tensione max: ± 10 % Categoria di sovratensione: II Grado di inquinamento: 2
<b>Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate</b>	Internal use Altitude up to 2000 m Temperature: from 5 to 40 °C Relative max. humidity: 85% Max voltage variation: ± 10 % Overvoltage category: II Pollution level: 2
<b>Umgebungsbedingungen, für die das Gerät ausgelegt wurde</b>	Einsatz im Innenbereich Höhenlage bis zu 2000 m Temperatur: von 5 bis 40 ° C Maximale relative Feuchtigkeit: 85% Max. Spannungsschwankung: ± 10 % Überspannungskategorie: II Verschmutzungsgrad: 2
<b>Peso</b> <b>Weight</b> <b>Gewicht</b>	7 kg
<b>Dimensioni Saldatura</b> <b>Sealing Dimensions</b> <b>Schweißabmessungen</b>	12 x 310 mm
<b>Controllo della temperatura di saldatura</b> <b>Sealing temperature control</b> <b>Kontrolle der Schweißtemperatur</b>	A temperatura costante, la temperatura è compresa tra 170°C e 200°C. At constant temperature, the temperature is between 170°C and 200°C. Bei konstanter Temperatur liegt die Temperatur zwischen 170 ° C und 200 ° C.
<b>Portarotoli</b> <b>Roll hanger</b> <b>Rollenhalter</b>	Due posizioni Two positions Zwei Stellungen
<b>Colore</b> <b>Colour</b> <b>Farbe</b>	RAL 9016