


HS Code: 84212100

Spazio complessivo richiesto - Overall space required:




DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME

Aquafilter

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
L 390 mm x H 480 mm x P 145 mm

DIMENSIONI D'INGOMBRO DELL'IMBALLO / OVERALL DIMENSIONS OF PACKAGING



A= 230mm
B= 600mm
C= 500mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / CONTENTS OF PACK

Descrizione / Description	Specifiche / Specifications
Demineralizzatore Aquafilter Aquafilter deionizer	Deionizzatore d'acqua con coperchio e vasi Water deionizer with lid and vessels
Resine a scambio ionico Ion exchange resins	Resina mista a scambio ionico (2x) Mixed ion exchange resin (2x)
Anello di centraggio Centring ring	Anello di centraggio in plastica per cartuccia (2x) Plastic cartridge centring ring (2x)
Cavo di collegamento Connecting cable	Cavo per la connessione elettrica con autoclave Cable for electrical connection with autoclave
Tubo ingresso acqua Water inlet tube	Tubo per collegamento rete idrica/Aquafilter Tube for connecting the mains water supply to Aquafilter
Tubo uscita acqua Water outlet pipe	Tubo per collegamento Aquafilter/autoclave Pipe for connecting Aquafilter to the autoclave
Raccordo a L Elbow connector	Raccordo per connessione idraulica a autoclave Connector for hydraulic connection to autoclave
Chiave Spanner	Chiave per fissaggio vasi Spanner for hydraulic connection

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tensione di alimentazione Power supply voltage	24V dc
Corrente assorbita Input current	350 mA
Classe isolamento	I

	Insulation class	
	Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato	Uso interno - Altitudine sino a 2000 m s.l.m. - Temperatura: +5°C ÷ +40°C - Massima pressione di rete: 8 bar (per pressioni superiori impiegare un riduttore di pressione) - Minima pressione di rete: 0,5 bar - Umidità relativa massima dell'80% per temperature sino a 31°C, con diminuzione lineare sino al 50% alla temperatura di 40°C - Max variazione della tensione di rete: ±10% - Categoria di installazione (categoria di sovratensione): II - Grado di inquinamento: 2 - Conducibilità massima acqua in uscita: 50 µS/cm - Conducibilità massima acqua in entrata: 600 µS/cm - Durezza massima acqua in entrata: 30°f
	Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate	Indoor user - Altitude up to 2000m a. s. l. - Temperature: +5°C ÷ +40°C - Maximum supply pressure: 8 bar (for higher pressure use a pressure reducer) - Minimum supply pressure: 0,5 bar - Max relative humidity 80% for temperatures up to 31°C with linear reduction to 50% at 40°C - Max. variation in mains voltage: ±10% - Installation category (overvoltage category): II - Pollution level: 2 - Maximum conductivity of outlet water: 50 µS/cm - Maximum conductivity of inlet water: 600 µS/cm - Maximum hardness of inlet water: 30°f
SCADENZA RESINE / SHELF LIFE OF THE RESINS	2 anni dalla data di produzione 2 years from the manufacturing date	
SMALTIMENTO / DISPOSAL	Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 6. Directive 2012/19/EU (WEEE): category 6.	