


TAGLERINA PORTAROTOLI
ROLL HOLDING CUTTER



Portarotoli da banco per rotoli di sterilizzazione con taglierina per la realizzazione di buste della lunghezza desiderata. Il cursore è bidirezionale.

Roll holding cutter for benches that allows to cut the sterilization rolls at the desired length. The slider is bidirectional.

Dimensioni Dimensions	480x300x78 mm
Larghezza massima del taglio Maximum width of cut	405 mm
Lama Blade	autoprotetta a 4 taglianti self-protected with 4 cuttings
Rotolo sterilizzazione Sterilization roll	Ø max 220 mm
Peso Weight	3.5 kg
Struttura Frame	acciaio inox 304 verniciato bianco e pomello taglierina in alluminio anodizzato blu. 304 stainless steel painted in white and cutter knob in blue anodized aluminium.