

ONYX



Regolazione altezza: Height adjustment:	Min : 50 cm – Max: 65 cm
Dimensione della base: Base size:	Ø 58 cm
Dimensioni del sedile: Seat size	Ø 390mm H 90 mm
Lo schienale può essere regolato in 3 posizioni (sinistra, destra e centro) e profondità: The back can be adjusted in 3 position (left, right and center) and depth	Min: 40,5 cm - Max : 44,5 cm
Ruote: Wheels:	nr. 5
Peso netto: Net weight:	11.1 Kg
Colore sky: Sky colour:	Varie scale colori Several colour scales
Peso totale dell'imballo Total weight of packaging	14.9 kg
Dimensioni di ingombro dell'imballo Overall dimensions of packaging	600x600x560 mm
Rapida regolazione dell'alzata tramite la leva posta sotto la seduta azionabile a 360° Easy regulation in height, that can be 360° operated, through an hand lever situated under the seat	
Struttura in alluminio spazzolato Brushed aluminium frame	