

Data ultima revisione / Last revision date / Date dernière révision / Datum letzte Revision / Fecha de la última revisión / Data da última revisão: 22/07/2011

DENOMINAZIONE PRODUCT NAME	MONOART® DAPPEN DISHES DAPPENBECHER
DESCRIZIONE PRODUCT DESCRIPTION	Contenitore porta pasta per pulizia e lucidatura dei denti in profilassi, porta amalgama, porta composito, porta liquido per etching, miscelazione di cementi dentali. Container for paste for teeth cleaning and polishing in prophylaxis, amalgam holder, composite holder, liquid holder for etching, mixing of dental cements.
CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS	Contenitore in polipropilene. Colore: bianco, blu, rosso, giallo. Polypropylene container. Colour: white, blue, red, yellow.
DOSAGGIO DOSING	N/A
ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ DANGER LABELLING	N/A
INFORMAZIONI DI SICUREZZA SAFETY INFORMATION	<input checked="" type="checkbox"/> Non riutilizzare, il riutilizzo può provocare l'infezione acuta o cronica del paziente. <input checked="" type="checkbox"/> Do not reuse. Reuse may cause acute or chronic patient infection.
SCHEMA DI SICUREZZA SAFETY DATA SHEET	N/A
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE DIRECTIVES AND/OR STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE e successiva modifica 2007/47/CE. Dispositivo medico classe I. Directive 93/42/EEC and subsequent amendment 2007/47/EC. Class I medical device.
STOCCAGGIO STORAGE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Keep in a cool and dry place, away from heat sources.
DURATA SHELF-LIFE	Illimitata. Unlimited.
CONFEZIONI PACKAGES	Confezioni da 50 pezzi. Scatola da 20 confezioni. Box of 50 pieces. Pack of 20 boxes.

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable / nicht anwendbar / no aplicable / não aplicável

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

Technical information here exposed are given us from our raw materials suppliers, under their responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informações técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua própria responsabilidade.