



MONOART® KIT INFECTION CONTROL

BEZEICHNUNG	SCHUTZKITTEL SPRAY GUARD
BESCHREIBUNG	Einwegkittel, komplett knielang, mit Reißverschluss mit Klebeabdeckung, Stehkragen und Gummimanschetten. Anwendung: Kleidungsstück zum teilweisen Schutz von Körperteilen. Verwendung im Fall von flüssigen und spritzenden chemischen oder infektiösen Substanzen.
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	Farbe: weiß. Größe: L. Angefertigt aus dem Material Puntiform® 70g/m ² , zusammengesetzt mit Klebenähten. Leistungsniveau Typ PB4B.
RICHTLINIE UND/ODER BEZUGSNORM	Richtlinie 89/686/EWG, III. Risikokategorie. Harmonisierte Normen UNI EN14605, UNI EN14126, UNI EN 1149
INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT	Auf der Verpackung angegeben.
LAGERUNG	Keinem Sonnenlicht aussetzen. Temperaturschwankungen vermeiden.
VERPACKUNG	Einzelverpackung.

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

Technical informations here exposed are given us from our raw materials suppliers, under their responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informações técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua própria responsabilidade.