

Data ultima revisione / Last revision date / Datum letzte Revision : 17/01/2012

DENOMINAZIONE PRODUCT NAME PRODUKTBEZEICHNUNG	MONOART [®] CATENELLA PER SALVIETTE MONOART [®] METAL CHAIN FOR TOWEL MONOART [®] SERVIETTENKETTCHEN
DESCRIZIONE PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	Supporto salviette. Carrier for patients towels. Halterung für Servietten am Patienten.
CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	Catenella a palline in ottone cromato, fermaglio in acciaio cromato, lunghezza 45 cm. Ball chains metal chromed brass, clip chromed steel, 45 cm length. Kugelkette aus Messing verchromt, Arretierklemme aus Stahl verchromt, 45 cm lang.
ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ DANGER LABELLING GEFAHRENETIKETT	N/A
INFORMAZIONI DI SICUREZZA SAFETY INFORMATION SICHERHEITSINFORMATIONEN	N/A
SCHEMA DI SICUREZZA SAFETY DATA SHEET SICHERHEITSDATENBLATT	N/A
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE DIRECTIVES AND/OR STANDARDS BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER NORM	N/A
STOCCAGGIO STORAGE LAGERUNG	Non ci sono condizioni ambientali particolari richiesti. No particular environmental conditions required. Keine besonderen Raumbedingungen erforderlich.
DURATA DURATION DAUER	Non ha scadenza. No expiry date. Kein Verfalldatum.
CONFEZIONI PACKAGES PACKUNGEN	Confezione singola. Single packaging. Einzelverpackung.

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable / Nicht anwendbar / no aplicable / não aplicável

Le informazioni tecniche qui espone sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informações técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua própria responsabilidade.