

Data ultima revisione / Last revision date / Date dernière révision / Datum letzte Revision / Fecha de la última revisión / Data da última revisão: 05/04/2019

<p>DENOMINAZIONE PRODUCT NAME NOM DU PRODUIT PRODUKTBEZEICHNUNG DENOMINACIÓN NOME DO PRODUTO</p>	<p>MONOART® MANTELLINA PG30 APRON PG 30 PATIENTENUMHANG PG 30</p>
<p>DESCRIZIONE PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO DO PRODUTO</p>	<p>Mantellina di protezione paziente, strappabile individualmente Paper & poly patient apron, individually tearable. Drap d'examen de protection patient, séparable individuellement Patientenumhang, individuell abreißbar Mandil de protección paciente, desgarrable individualmente <u>Avental para protecção do paciente, que se pode cortar individualmente</u></p>
<p>CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</p>	<p>Si presenta con un velo di pura ovatta di cellulosa e un velo di polietilene alimentare accoppiati e goffrati senza aggiunta di solventi. Contiene: ovatta di cellulosa 28g/m², polietilene 12µm. Colori: bianco, azzurro, verde, giallo, arancione, blu, rosa, lilla, lime verde smeraldo, vinaccia, grigio, blu laguna.</p> <p>It is made with a veil of pure cellulose wadding and a veil of extra strong polyethylene, paired and embossed without solvents addition. It contains: wadding cellulose 28g/m², polyethylene 12µm. Colours: white, light blue, green, yellow, orange, blue, pink, lilac, lime, burgundy, emerald green, grey, blue lagoon.</p> <p>Il est constitué d'une couche de pure ouate de cellulose et d'une couche de polyéthylène pour usage alimentaire doublées et gaufrées sans ajout de solvants. Contient: ouate de cellulose 28g/m², polyéthylène 12µm. Couleurs: blanc, bleu clair, vert, jaune, orange, blue, rose, lila, lime, lie-de-vin, vert émeraude, gris, bleu lagoon.</p> <p>Er besteht aus einem Schleier aus reiner Zellstoffwatte und einem Schleier aus lebensmittelechtem Polyethylen, die ohne Lösungsmittelzusatz verbunden und gauffriert sind. Enthält Zellstoffwatte 28g/m², Polyethylen 12µm. Farben: weiß, helles blau, grün, gelb, orange, blau, rosa, lila, lime, weinrot, smaragdgrüne, grau, blaue lagune.</p> <p>Se presenta con una capa sutil de guata pura de celulosa y una capa sutil de polietileno alimentario acopladas y gofradas sin adición de disolventes. Contiene: guata de celulosa 28g/m², polietileno 12µm. Colores: blanco, azul claro, verde, amarillo, naranja, azul, rosa, lila, lima, burdeos, verde Esmeralda, gris, azul laguna.</p> <p>Apresenta-se como um véu de pura celulose e um véu de polietileno alimentar unidos e gofrados sem adição de solventes. Contém: celulose 28g/m², polietileno 12µm. Cores: branco, azul-claro, verde, amarelo, laranja, azul, rosa, lilás, lime, borgonha, verde esmeralda, cinza, azul lagoa.</p>

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.
All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.
Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.
Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.
La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.
As informações técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua própria responsabilidade.

DOSAGGIO DOSING DOSAGE DOSIERUNG DOSIFICACIÓN DOSAGEM	N/A
ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA' DANGER LABELLING ÉTIQUETAGE DE RISQUE GEFAHRENETIKETT ETIQUETADO DE PELIGROSIDAD ETIQUETAGEM DE PERIGO	N/A
INFORMAZIONI DI SICUREZZA SAFETY INFORMATION INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SICHERHEITSINFORMATIONEN INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	N/A
SCHEMA DI SICUREZZA SAFETY DATA SHEET FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SICHERHEITSDATENBLATT FICHA DE SEGURIDAD FICHA DE SEGURANÇA	N/A
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS DIRECTIVE ET/OU NORME DE RÉFÉRENCE BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER NORM DIRECTIVA Y/O NORMA DE REFERENCIA DIRECTIVA E/OU NORMA DE REFERÊNCIA	N/A
STOCCAGGIO STORAGE STOCKAGE LAGERUNG ALMACENAMIENTO ARMAZENAGEM	Stoccare a temperatura a ambiente in luogo asciutto e ventilato. Storage at environmental temperature in a dry and ventilated room. Stocker à température ambiante dans un endroit sec et ventilé. Lagerung bei Raumtemperatur in einem trockenen und belüfteten Raum. Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco y aireado. Armazenar a temperatura a ambiente num local seco e ventilado.

Le informazioni tecniche qui espone sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informações técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua própria responsabilidade.

DURATA DURATION DURÉE DAUER DURACIÓN DURAÇÃO	Non ha scadenza. No expiry date. Sans date de péremption. Kein Verfalldatum. No hay fecha de vencimiento. Não tem prazo de validadez.
CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT PACKUNGEN ENVASES EMBALAGENS	Rotolo 80 mantelline 61x53 cm Rotolo 60 mantelline 81x53 cm Scatola con 6 pezzi Roll of 80 apron 61x53 cm Roll of 60 apron 81x53 cm Packed with 6 pieces Rouleau 80 draps d'examen 61x53 cm Rouleau 60 draps d'examen 81x53 cm Boîte avec 6 unités Rolle mit 80 Umhängen 61x53 cm Rolle mit 60 Umhängen 81x53 cm Schachtel mit 6 Stck Rollo de 80 mandiles 61x53 cm Rollo de 60 mandiles 81x53 cm Caja de 6 piezas Rolo de 80 aventais 61x53 cm Rolo de 60 aventais 81x53 cm Caixa com 6 unidades

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable / Nicht anwendbar / no aplicable / não aplicável

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informações técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua própria responsabilidade.