


**DENOMINAZIONE /
PRODUCT NAME**

Seggiolini per operatore / Operator's stools
CDS301 / Onyx / Coral

**DESCRIZIONE / PRODUCT
DESCRIPTION**

Seggiolini per operatore ad altezza regolabile, dotati di un meccanismo operativo integrato nella parte inferiore della seduta azionabile a 360° da ambedue le mani senza ricerca di eventuali comandi. Schienale avvolgente e anatomico regolabile in altezza, profondità e posizione. Disponibile in modelli termoformati o cuciti, in diversi colori.

Height-adjustable operator seats, equipped with an operating mechanism integrated in the lower part of the seat that can be operated 360° by both hands without searching for any levers. Comfortable and anatomical backrest adjustable in height, depth and position. Available in thermoformed or sewn models, in various colors.

**CARATTERISTICHE
TECNICHE / TECHNICAL
CHARACTERISTICS**

	CDS301	Onyx	Coral
Regolazione altezza / Height adjustment	Min: 520 mm Max: 690 mm	Min: 500 mm Max: 650 mm	Min: 520 mm Max: 700 mm
Dimensione della base / Base size	Ø 540 mm	Ø 580 mm	Ø 640 mm
Dimensione del sedile / Seat size	Ø 400 mm H 100 mm	Ø 390 mm H 90 mm	Ø 390 mm H 90 mm
Ruote / Wheels	5 ruote piroettanti / 5 twirling wheels	5 ruote piroettanti / 5 twirling wheels	5 ruote piroettanti autobloccanti / 5 twirling, self-blocking wheels
Regolazione schienale/ Backrest adjustment	Min: 405 mm Max: 455 mm	Min: 405 mm Max: 455 mm	Min: 395 mm Max: 425 mm
Peso netto / Net weight	12,5 kg	11,1 kg	12,5 kg
Peso totale dell'imballo / Total weight of packaging	19 kg	14,9 kg	16,3 kg
Dimensioni di ingombro dell'imballo / Overall dimensions of packaging	600 x 600 x 560 mm	600 x 600 x 560 mm	600 x 600 x 560 mm
Materiale della struttura / Structure material	Acciaio cromato / Chromed steel	Alluminio / Aluminium	Poliammide / Polyamide
Portata massima / Maximum load	200 kg	200 kg	200 kg