

PRODUCTNAME / PRODUKTBEZEICHNUNG	Monoart® Chain for Towels Serviettenkettchen
PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	Carrier for patients towels Halterung für Servietten am Patienten
PHYSICAL CHARACTERISTICS / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	Ball chains metal chromed brass, clip chromed steel, 45 cm length Kugelkette aus Messing verchromt, Arretierklemme aus Stahl verchromt, 45 cm lang
DOSAGE / DOSIERUNG	N/A
DANGER LABELLING / GEFAHRENETIKETT	N/A
SAFETY INFORMATION / SICHERHEITSINFORMATIONEN	N/A
SAFETY DATA SHEET / SICHERHEITSDATENBLATT	N/A
REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS / BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER NORM	N/A
STORAGE / LAGERUNG	No particular environmental conditions required. Keine besonderen Raumbedingungen erforderlich
DURATION / HALTBARKEIT	No expiry date Kein Verfalldatum
PACKAGES / PACKUNGEN	Single packaging Einzelverpackung

N/A: not applicable / Nicht anwendbar

*All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.
Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.*