

Sterilisation einfach Machen

Euronda® Autoklaven

- ✓ **Starter Kit immer inklusive**
Stecker rein, Wasser einfüllen, los geht's!
- ✓ **Nachhaltig aufbereiten:**
 - > Nur 0,3 l Wasser pro Zyklus
 - > Eco-Funktionen
 - > Made in EU
 - > Papierlos dokumentieren
- ✓ **Schnelle Hilfe**
 - > E-Bot – smarte KI-Assistenz

- ✓ **Flexibel freigeben**
Volle Benutzerverwaltung
- ✓ **Minimale Größe - Maximale Leistung**
Spart Platz und Zeit
- ✓ **Sicher & leistungsfähig**
Nur B-Zyklen, optimierte Trocknung

- ✓ **LAN/WLAN-Verbindung**
- ✓ **Video-Tutorials**

- ✓ **LAN-Verbindung**



Und vieles mehr:

- > **Erinnerungsfunktion für Testzyklen**
Nie wieder einen Routinetest vergessen!
- > **Einfaches Reinigungssystem**
- > **Ersatz-Bakterienfilter inklusive**
- > **Telefonsupport & Servicepartner**
- > **Integriertes Druckerfach**
Spart Platz, Zeit bei der Installation und vermeidet Kabelsalat
- > **Hohe Speicherkapazität**
Tausende Zyklen sicher an einem Ort
- > **Stand-Alone oder Festwasser-Anschluss**

Euronda®
Pro System

Alle Modelle unter
www.euronda.de/autoklaven



Autoklaven-Vergleich



	Autoklav E10	Autoklav E9	Autoklav E6 E8
Konformität nach EN 13060	Ja		
Abmessungen	46 x 45,5 x 61 cm (B x H x T)		
Vorteile	Premiumklasse, Schnellste Zyklen, Videohilfen	Komfortklasse, schnelle LAN-Verbindung, zuverlässig	Profiklasse, zuverlässig, Stand-Alone-Betrieb
Empfohlen für	Maximale Leistung und höchster Komfort	Komfortable Nutzung mit Netzwerkübertragung	Smarter Einstieg für Medizin, Podologie & Co.
Kammergröße / Abmessungen Trays	18 Liter / 28 x 18 cm 24 Liter / 37 x 18 cm		
B-Zyklen (validierbar)	121° C, 134° C, 134° C Prion, 134° C - schnell, 134° C Prion - schnell		
Testzyklen	Vakuumtest, Bowie & Dick Test, Helixtest		
Überwachung der Wasserqualität	✓		
Bedienung	7" Smart-Touch-Display	4,3" Farb-Touch-Display	2,4" LCD mit Soft Buttons
Konnektivität	USB-Speicher LAN-Verbindung WLAN-Verbindung	SD-Karte LAN-Verbindung	SD-Karte
E-Data / E-Memory Gratis-Software Rückverfolgung und Dokumentation	✓ / ✓	✓ / ✓	- / ✓
Druckeroptionen Text / Barcode	Print Set 1 (intern) Print Set 2 (Etiketten, intern) Print Set 3 (Etiketten, extern)		Print Set 1 (intern) Print Set 2 (Etiketten, intern)
Stand-Alone-Betrieb	Ja		
Zyklen pro Tankfüllung	8 - 13		
Zykluszeiten B134	ab 21 Minuten	ab 29 Minuten	
Wasserverbrauch pro Zyklus	0,3 - 0,5 Liter		
Stromverbrauch pro Zyklus	18l: 0,825 kWh 24l: 1 kWh		
Energiesparmodus	einstellbar		
Soforthilfe	Videotutorials E-Bot KI-Assistenz	E-Bot KI-Assistenz	
Enthaltenes Zubehör	5 Trays 1 Traygestell 1 Entnahmegriff 1 Ersatzfilter 1 USB-Stick 1 Reinigungsset E-Memory Software	5 Trays 1 Traygestell 1 Entnahmegriff 1 Ersatzfilter 1 SD-Karte 1 Reinigungsset E-Memory Software	5 Trays 1 Traygestell 1 Entnahmegriff 1 SD-Karte 1 Reinigungsset E-Memory Software
Garantie	2 Jahre		