

Aquafilter Pro

Installation - Filterkartusche wechseln

Betriebsdruck		2 bar bis max. 8.6 bar
Temperatur Eingangswasser		4 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur im Betrieb		4 °C bis 40 °C
Temperatur für Lagerung und Transport		-20 °C bis 50 °C
Anschluss Wasserzulauf / -ablauf		G3/8" oder John Guest 8 mm
Filter system		
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust		300 l/h
Nominalleistung Durchfluss		100 l/h
Druckverlust bei Nominal-Durchfluss		0.2 bar
Volumen Leerkartusche		8.7 l
Gewicht	Trocken	7.7 kg
	Nass	12.5 kg
Abmessungen (Breite / Tiefe / Höhe)	Filtersystem (Filterkopf inkl. Kartusche)	184 mm / 184 mm / 557 mm
	Filterkartusche	184 mm / 184 mm / 548 mm
	Einbaumaße (vertikal mit Wandhalterung)	-
Zusätzlich zum Zubehör die Biegeradien der Ein- und Auslassschläuche berücksichtigen, je nach Einbaulage, Betriebsposition und den Abmessungen des Gesamtsystems.		

1	Filterkopf
2	Verriegelungsgriff
3	Wasserauslass
4	Wassereinlass
5	Klammer für Wandhalterung
6	Filterkartusche
7	Schutzkappe
8	Spülventil
9	Spüleleitung
10	O-Ringe

Autoklav

Thermodesinfektor