

Euronda Alle

DE

Your surgical field
simply perfect



Euronda[®]

Alle

Euronda

It's all about protection

1975 erfindet Gino Montagnani einen Speichelsauger aus PVC und revolutioniert damit den Dentalmarkt. Seitdem begleitet Euronda medizinische Fachkräfte rund um Infektionskontrolle. Innovative Produkte sorgen weltweit für professionelle Arbeitsbedingungen zum Wohle von Behandlungsteams, Patientinnen und Patienten.

Mit Leidenschaft und Kreativität entwickelt Euronda Geräte für die Aufbereitung von Medizinprodukten, medizinische Schutzausrüstung und sterile Einmalartikel. OP-Bedarf der Marke **Alle** schafft perfekte Hygienebedingungen für chirurgische Eingriffe in der Praxis.

Monoart Praxisbedarf kombiniert einzigartige Qualität mit lebendigen Farben. Euronda **Pro System** ist die umfassende Systemlösung für Sterilgutversorgung im gesamten Hygienekreislauf: von der Sammlung kontaminierter Instrumente, über Reinigung und Sterilisation bis zur Lagerung.

It's all about protection bedeutet für Euronda dabei mehr als Infektionsschutz. Es bedeutet auch den Einsatz unseres Know-Hows und innovativer Technologien, damit Prozesse und Produkte immer nachhaltiger werden.



Inhalt

Rundum-Schutz

- 10 Individuelle OP-Sets
- 12 OP-Set Patienten
- 13 OP-Set Behandler
- 14 OP-Set Behandler Basis
- 15 OP-Set Assistenz
- 16 OP-Set Chirurgie
- 17 OP-Set Implantologie
- 18 OP-Set Basis
- 19 OP-Set Protection
- 20 OP-Set Abdecktücher

Schutz für Behandler & Assistenz

- 24 Kittel aus Spunlace
- 26 Kittel aus SMS Mikrofaser
- 28 Kittel aus Vliesstoff
- 30 OP-Anzug aus SMS Mikrofaser
- 32 OP-Haube aus Spunlace
- 33 Baretthaube mit Gummizug
- 34 OP-Haube zum Binden
- 35 Überschuhe

Patientenschutz

- 38 OP-Abdecktuch für Mayo-Tisch
- 39 OP-Abdecktuch für Instrumententisch
- 40 OP-Abdecktücher Komfort
- 41 OP-Abdecktücher Basis
- 42 OP-Abdecktücher mit Klebestreifen
- 44 OP-Abdecktücher mit zentralem Loch und Klebestreifen
- 45 OP-Abdecktücher mit dezentralem Loch und Klebestreifen
- 46 OP-Abdecktuch mit U-Ausschnitt ohne Klebestreifen
- 47 OP-Abdecktücher mit U-Ausschnitt und Klebestreifen
- 48 OP-Abdecktuch mit nicht klebendem U-Ausschnitt und Klebepunkt
- 49 OP-Abdecktücher Spunlace
- 50 OP-Abdecktuch Spunlace mit Dreiecks-Ausschnitt
- 51 Medizinische Klebestreifen

Oberflächenschutz

- 54 Allzwecktaschen PE für Röntgensysteme
- 55 Abdeckfolie mit Klebestreifen
- 56 Selbstklebende Schutzfolie
- 57 Schlauchüberzüge mit Klebestreifen
- 58 Schlauchüberzug mit Fixiergummi

Zubehör Chirurgie

- 59 Einmal-Bürstenschwamm mit Nagelreiniger
- 62 Kühlmittelschläuche
- 64 Kühlmittelschlauch mit manueller Durchflusskontrolle
- 65 Chirurgischer Absaugschlauch
- 66 Sterile chirurgische Absaugkanüle mit Adapter
- 67 Chirurgische Absaugkanülen
- 68 SurgiFlexo Tip Absaugkanüle

Euronda Schutzbrillen

- 74 Contemporary
- 76 Cube
- 76 Evolution
- 77 FitUp
- 77 Clear

Euronda Alle

Your surgical field
simply perfect



Rundum- Schutz

Schutz für Behandler & Assistenz

Patientenschutz



OP-Sets

Individuelle OP-Sets
OP-Set Patienten
OP-Set Behandler
OP-Set Behandler
Basis
OP-Set Assistenz
OP-Set Chirurgie
OP-Set Implantologie
OP-Set Basis
OP-Set Protection
OP-Set
Abdecktücher



OP-Kittel

Kittel aus Spunlace
Kittel aus SMS Mikrofaser
Kittel aus Vliesstoff
Anzug aus SMS Mikrofaser



OP-Hauben & -schuhe

OP-Haube aus Spunlace
Baretthaube mit Gummizug
OP-Haube zum Binden
Überschuhe




Sterile Abdecktücher & Zubehör

Abdecktücher Mayo- und
Instrumententisch
OP-Abdecktücher Komfort
OP-Abdecktücher Basis
OP-Abdecktücher mit
Klebestreifen
Mit zentraler oder dezentraler
Öffnung und Klebestreifen
Mit U-Ausschnitt, mit und ohne
Klebestreifen
Mit nicht klebendem
U-Ausschnitt und Klebepunkt
Aus Spunlace
Aus Spunlace mit Dreiecks-
Ausschnitt
Medizinische Klebestreifen

Invasive Eingriffe in der Praxis sind eine besondere Herausforderung. Steriler OP-Bedarf der Marke Alle schafft optimale Hygienevoraussetzungen und reduziert das Infektionsrisiko.

Sets, Abdeckungen und OP-Kleidung schützen Behandlungsteam und Patienten vor Kontamination und unterstützen damit einen nachhaltigen Behandlungserfolg.



Oberflächenschutz

Zubehör Chirurgie



Instrumentenschutz

- Allzwecktaschen PE für Röntgensysteme
- Transparente Folie mit Klebestreifen
- Klebestreifen
- Schlauchüberzüge mit Klebestreifen
- Schlauchüberzüge mit Einführhilfe



Chirurgische Reinigung

- Chirurgische Bürste



Kühlmittelschläuche

- Mechanische Kühlmittelschläuche
- Manuelle Kühlmittelschläuche



Absaugsysteme

- Chirurgischer Absaugschlauch
- Chirurgie-Kanülen



Rundum-Schutz

OP-Sets

Sterile OP-Sets von Euronda Alle sind für das Ankleiden von Personal und Patienten sowie die Vorbereitung des Operationsbereichs bestimmt. Sie werden entwickelt, um den Bedürfnissen jedes chirurgischen Eingriffs bestmöglich gerecht zu werden.

Die Sets, deren Zusammensetzung je nach Art des Eingriffs variiert, bestehen aus mehreren sterilen Produkten. Sie sind in der Reihenfolge ihrer Verwendung verpackt und erleichtern so die Vorbereitung.

Wählen Sie aus dem Angebot vorbereiteter Pakete oder stellen Sie Ihr Wunschset aus über 200 Komponenten individuell zusammen.



Rückverfolgbar

Ablösbare Etiketten mit Barcode ermöglichen einfache Rückverfolgbarkeit und Dokumentation.



Praktisch

Alle Komponenten in einem Set. Das spart Lagerplatz, Verpackungsabfall und verkürzt die Vorbereitungszeit.



Effizient

Die organisierte Packreihenfolge erleichtert eine korrekte Vorbereitung und reduziert Fehler bei der Infektionskontrolle.



Individuelle OP-Sets



Stellen Sie Ihr Wunschpaket für Behandler, Patientenvorbereitung und Oberflächenschutz ganz individuell zusammen. Jedes Set enthält immer die und nur die Artikel, die Sie benötigen. Sie wählen aus Hunderten Komponenten und bestimmen die genaue Packreihenfolge. So passen Sie die Sets optimal Ihren Abläufen und Erfordernissen an.

Individuelle Sets von Alle werden qualitätsgeprüft, entsprechen der europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR) und erfüllen alle notwendigen Standards für den klinischen Einsatz.



Klassifizierung

Behandlungsset



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Produktion



Verpackung

Drei Verpackungen möglich: Blister, Papier-Folien-Kombination, Folie mit Tyvekeinsatz

OP-Set Patienten



Set für die Vorbereitung des Patienten bei allen Eingriffen in der Implantologie, Parodontologie, Zahn- und Kieferchirurgie.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Produktion



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 40 Sets



Referenz

270101

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
OP-Kittel Vliesstoff mit elastischen Bündchen	Unisize	Vliesstoff	1
Baretthaube mit Gummizug	Unisize	Vliesstoff	1
Wasserdichte Überschuhe	Unisize	CPE	2

OP-Set Behandler



Das perfekte Set für Behandler bei Eingriffen von kurzer und mittlerer Dauer.

Der OP-Kittel aus SMS Mikrofaser sorgt für mehr Komfort und Schutz. Er entspricht der Norm EN 13795-1 und garantiert eine geringe Partikelfreisetzung. Seine Robustheit verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und pathogenen Mikroorganismen.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 20 Sets



Referenz

270126

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Kittel aus SMS Mikrofaser mit Strickbündchen	Größe L	SMS	1
OP-Haube zum Binden	Unisize	Vliesstoff	1
Maske Monoart Protection 3	Unisize	Vliesstoff	1
Wasserdichte Überschuhe	Unisize	CPE	2

OP-Set Behandler Basis



Ideales Set für kurze tägliche Eingriffe,
speziell für den Arzt entwickelt.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59
Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set,
einzeln verpackt
Karton mit 40 Sets



Referenz

270102

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Kittel aus Vliesstoff mit Strickbündchen	Unisize	Vliesstoff	1
OP-Haube zum Binden	Unisize	Vliesstoff	1
Maske Monoart Protection 3	Unisize	Vliesstoff	1
Wasserdichte Überschuhe	Unisize	CPE	2

OP-Set Assistenz



Das ideale Set für die Stuhlassistenz bei Eingriffen von kurzer bis mittlerer Dauer.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 40 Sets



Referenz

270103

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Kittel aus Vliesstoff mit Strickbündchen	Unisize	Vliesstoff	1
Baretthaube mit Gummizug	Unisize	Vliesstoff	1
Maske Monoart Protection 3	Unisize	Vliesstoff	1
Wasserdichte Überschuhe	Unisize	CPE	2

OP-Set Chirurgie



Umfangreiches Set zur Optimierung chirurgischer Eingriffe. Empfohlen zum Schutz von Behandler, Assistenz, Patient und der Ausrüstung während des Eingriffs.

Alle Komponenten sind einzeln gefaltet, in medizinisches Papier eingewickelt und in der Reihenfolge ihrer Verwendung angeordnet. Damit wird eine standardisierte und effiziente Vorbereitung des Operationsbereichs und des Behandlungsteams gewährleistet.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 10 Sets



Referenz

270123

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Kittel aus SMS Mikrofaser	Größe L	SMS Mikrofaser	1
Kittel aus Vliesstoff mit Strickbündchen	Unisize	Vliesstoff	1
Abdecktuch mit klebendem U-Ausschnitt	100 x 150 cm Öffnung 6,5 x 30 cm	Vliesstoff + PE	1
Abdecktuch mit Klebeleiste	75 x 90 cm	Vliesstoff + PE	2
Schlauchüberzug mit Gummizug und Einführhilfe	120 x 7 cm	PE	1
Klebefolien	20 x 20 cm	PE	2
Abdeckfolie mit Klebeleiste	40 x 50 cm	PE	1
Roter Kunststoffbeutel für kontaminierten Abfall	24 x 30 cm	PE	1

OP-Set Implantologie



Steriles Set, das in Zusammenarbeit mit erfahrenen Dentalspezialisten für die Implantologie zusammengestellt wurde. Empfohlen für ein Setup mit Behandler, Assistenz, Patient sowie zur Vorbereitung des Sterilbereichs.

Alle Komponenten sind einzeln gefaltet, in medizinisches Papier eingewickelt und in der Reihenfolge ihrer Verwendung angeordnet. Damit wird eine standardisierte und effiziente Vorbereitung des Operationsbereichs und des Behandlungsteams gewährleistet.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 15 Sets



Referenz

270105

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Kittel aus Vliesstoff mit Strickbündchen	Unisize	Vliesstoff	3
OP-Haube zum Binden	Unisize	Vliesstoff	1
Baretthaube mit Gummizug	Unisize	Vliesstoff	2
Maske Monoart Protection 3	Unisize	Vliesstoff	3
Abdecktuch	75 x 90 cm	Vliesstoff + PE	1
Abdecktuch	50 x 50 cm	Vliesstoff + PE	2
Abdecktuch mit zentralem Loch	50 x 75 - Ø 6 cm	Vliesstoff + PE	1
Papierhandtücher	30 x 40 cm	Zellulose	2

OP-Set Basis



Steriles Set, das in Zusammenarbeit mit erfahrenen Dentalspezialisten für die Implantologie zusammengestellt wurde.

Alle Komponenten sind einzeln gefaltet, in medizinisches Papier eingewickelt und in der Reihenfolge ihrer Verwendung angeordnet. Damit wird eine standardisierte und effiziente Vorbereitung des Operationsbereichs und des Behandlungsteams gewährleistet.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 10 Sets



Referenz

270106

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Kittel aus Vliesstoff mit Strickbündchen	Unisize	Vliesstoff	1
Kittel aus Vliesstoff mit elastischen Bündchen	Unisize	Vliesstoff	2
OP-Haube zum Binden	Unisize	Vliesstoff	1
Baretthaube mit Gummizug	Unisize	Vliesstoff	2
OP-Maske zum Binden	Unisize	Vliesstoff	1
Maske Monoart Protection 3	Unisize	Vliesstoff	2
Abdecktuch mit klebendem U-Ausschnitt	75 x 90 cm Öffnung 11 x 9 cm	Vliesstoff + PE	1
Abdecktuch	50 x 75 cm	Vliesstoff + PE	2
Schlauchüberzug mit Gummi	120 x 7 cm	LDPE	1

OP-Set Protection



Set aus sterilen Tüchern zur Abdeckung und Vorbereitung von Oberflächen und Patienten während chirurgischer Eingriffe.

Die Komponenten des Sets sind einzeln gefaltet, in medizinisches Papier eingewickelt und in der Reihenfolge ihrer Verwendung angeordnet. Damit wird eine standardisierte und effiziente Vorbereitung des Operationsbereichs und des Patienten gewährleistet.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 35 Sets



Referenz

270107

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Abecktuch mit U-Ausschnitt	100 x 150 cm, Öffnung 11 x 30 cm	Vliesstoff + PE	1
Abecktuch	75 x 90 cm	Vliesstoff + PE	1
Abecktuch	50 x 75 cm	Vliesstoff + PE	2
Schlauchüberzug mit Klebestreifen	120 x 7 cm	LDPE	2

OP-Set Abdecktücher



Set bestehend aus drei Tüchern zur Vorbereitung des Operationsbereich. Empfohlen zum Schutz von Oberflächen und Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 Set, einzeln verpackt
Karton mit 20 Sets



Referenz

270108

Inhalt	Abmessungen	Material	Stückzahl
Abdecktuch	50 x 75 cm	Vliesstoff + PE	2
Abdecktuch mit klebendem U-Ausschnitt	50 x 75 cm Öffnung 11 x 9 cm	Vliesstoff + PE	1





Schutz für Behandler und Assistenz

OP-Kittel, Hauben, Überschuhe

OP-Kittel schützen Patienten und Personal vor der Übertragung von Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten und Partikeln. Angelegt mit der entsprechenden Technik tragen sie dazu bei, die Sterilität des Operationsbereichs zu bewahren. Bequem, wasserdicht, weich und atmungsaktiv garantieren sie maximalen Komfort während des Eingriffs. Einige Kittel sind auch in nicht steriler Ausführung erhältlich. Sie eignen sich zum Beispiel als Hygiene- oder Besucherkittel.

Hauben und Überschuhe runden das Sortiment ab.



Leistungsstark

Euronda OP-Kittel garantieren eine Leistungsfähigkeit gemäß der Norm EN 13795-1. Sie zeichnen sich durch Robustheit sowie geringe Partikelfreisetzung aus und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten und pathogenen Mikroorganismen.



Bio-kompatibel

Die Kittel und Hauben erfüllen die Anforderungen für klinische Anwendungen in Praxis und Labor.



Rückverfolgbar

Sterile Kittel sind mit ablösbarem Barcode-Etikett auf der Verpackung versehen. So bleibt eine Rückverfolgbarkeit gewährleistet.

Kittel aus Spunlace



Kittel aus hoch atmungsaktivem Spunlace. Spunlace kombiniert außergewöhnlichen Komfort, hohe Atmungsaktivität und große Robustheit. Empfohlen für lang dauernde Operationen.

Die chirurgische Faltung, eine doppelte innere und äußere Schnürung, die Strickbündchen und der Klettverschluss am Kragen sorgen für eine optimale Passform. Lieferung mit zwei Handtüchern.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Standardleistungen)



Material

Spunlace Vlies 67 g/m²



Farbe

Hellblau



Größen

M, L, XL



Sterilität


Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 1 einzeln verpackten Kittel
Karton mit 12 Kitteln

Details



Größe		M	L	XL
Referenz		270408	270409	270410
A	Schulterbreite	57 cm	58 cm	66 cm
B	Brustkorbbreite	63 cm	68 cm	76 cm
C	Arm-Gesamtlänge	76 cm	82 cm	86 cm
D	Ärmelbreite	29 cm	29 cm	29 cm
E	Bündchenlänge	7 cm	7 cm	7 cm
F	Halsumfang	71 cm	75 cm	75 cm
G	Maximale Kittellänge	128 cm	130 cm	133 cm
H	Gesamtumfang des Kittels	150 cm	157,5 cm	157,5 cm

Kittel aus SMS Mikrofaser



Leichter und wasserabweisender Kittel aus SMS Mikrofaser mit Strickbündchen in chirurgischer Faltung. Ideal für routinemäßige Eingriffe in der Implantologie und Parodontologie von mittlerer Dauer. Die doppelte innere und äußere Schnürung sowie der Klettverschluss am Kragen sorgen für eine optimale Passform.

Die weite umhüllende Form minimiert das Risiko von Rissen im Material. Je nach Bedarf sowohl steril als auch nicht steril erhältlich. Lieferung mit zwei Handtüchern.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is (steril), CE0051
Medizinprodukt Klasse I (nicht steril)



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Standardleistungen)



Material

SMS Mikrofaser 35 g/m²



Farbe

Blau



Größen

M, L, XL



Sterilität


Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Steril: Kittel einzeln verpackt, Karton mit 12 Kitteln
Nicht steril: Karton mit 12 losen Kitteln

Details



Größe		M	L	XL
Referenz - nicht steril		270422	270423	270424
Referenz - steril		270405	270406	270407
A	Schulterbreite	57 cm	57 cm	66 cm
B	Brustkorbbreite	63 cm	65 cm	75 cm
C	Arm-Gesamtlänge	76 cm	79 cm	88 cm
D	Ärmelbreite	29 cm	29 cm	29 cm
E	Bündchenlänge	7 cm	7 cm	7 cm
F	Halsumfang	71 cm	74 cm	75 cm
G	Maximale Kittellänge	128 cm	133 cm	134 cm
H	Gesamtumfang des Kittels	149 cm	148 cm	160 cm

Kittel aus Vliesstoff



Sehr leichter Kittel aus Vliesstoff mit Strickbündchen, geeignet für Besucher und Patienten oder Operateure, die an kurzen oder ambulanten Eingriffen beteiligt sind. Das feine Gewebe und die spezielle Oberflächenbehandlung machen ihn äußerst atmungsaktiv.

Die Passform eröffnet einen guten Bewegungsspielraum, ohne dass der Stoff reißt. Verstellbarer Gürtel aus Vliesstoff und Kragenverschluss mit Schnürbändern hinten. Je nach Bedarf sowohl steril als auch nicht steril erhältlich.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse I
steril
Medizinprodukt Klasse I
(nicht steril)



Material

Vliesstoff 30 g/m²



Farben

Steril: Hellblau, Mintgrün
Nicht steril: Hellblau,
Lila, Cedrogrün, Rosa,
Mintgrün



Größe

Unisize



Sterilität


Steril lagerfähig bis 59
Monate ab Herstellung



Verpackung

Steril: Kittel einzeln
verpackt, Karton mit 50
Packungen
Nicht steril: Packung mit
10 Kitteln, Karton mit 5
Packungen

Details



Farbe	Hellblau	Lila	Cedrogrün	Rosa	Mintgrün
Referenz - nicht steril	270426	270431	270433	270432	270425
Referenz - steril	270428	/	/	/	270427
A Schulterbreite	21 cm	21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
B Brustkorbbreite	68,5 cm	68,5 cm	68,5 cm	68,5 cm	68,5 cm
C Arm-Gesamtlänge	56,5 cm	56,5 cm	56,5 cm	56,5 cm	56,5 cm
D Ärmelbreite	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
E Bündchenlänge	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
F Halsumfang	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
G Maximale Kittellänge	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
H Gesamtumfang des Kittels	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm

OP-Anzug aus SMS Mikrofaser



Chirurgischer Anzug mit kurzen Ärmeln, bestehend aus Jacke und Hose. Ersetzt den traditionellen Kittel, der in den täglichen Aktivitäten der Praxis verwendet wird. Hergestellt aus SMS Mikrofaser: leicht, wasserabweisend und bequem.

Er kombiniert perfekten Körperschutz mit maximaler Bewegungsfreiheit, dank der kurzen und breiten Ärmel.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse I



Material

Mikrofaser SMS 35 g/m²



Farbe

Blau



Größen

M, L, XL




Verpackung

Packung mit 1 Anzug,
einzeln verpackt
Karton mit 20 Anzügen



Details



Größe		M	L	XL
Referenz		270415	270416	270417
Stückzahl		20	20	20
A	Gesamtlänge der Jacke	74 cm	76 cm	78 cm
B	Körperbreite der Jacke	57 cm	60 cm	63 cm
C	Gesamtbreite der Jacke	89 cm	95 cm	101 cm
D	Kragenweite	22 cm	23 cm	24 cm
E	Ärmelweite	20 cm	21 cm	22 cm
F	Ausschnitttiefe	14 cm	14 cm	14 cm
G	Gesamtlänge der Hose	106 cm	108 cm	112 cm
H	Taillenweite	54 cm	59 cm	62 cm
I	Beinweite	23 cm	24 cm	25 cm
L	Schrittlänge	28 cm	29 cm	30 cm

OP-Haube aus Spunlace



OP-Haube mit elastischem Einsatz aus Spunlace. Außergewöhnlich komfortabel und hoch atmungsaktiv. Empfohlen für den Einsatz bei intensiven oder langen Eingriffen.

Der elastische Einsatz passt die Haube automatisch der Form und Größe des Kopfes an.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse I



Material

Spunlace Vlies 67 g/m²



Farbe

Hellblau



Verpackung

Packung mit 50 Hauben
Karton mit 4 Packungen



Referenz

270502



Baretthaube mit Gummizug



Baretthaube mit Gummizug aus Vliesstoff. Empfohlen für das Behandlungsteam und Patienten bei kurzen Routineeingriffen.

Versehen mit einem Gummizug, der sich an alle Kopfgrößen anpasst. Die Baretthform ist auch für längeres Haar geeignet.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse I



Material

Vliesstoff 15 g/m²



Farben

Hellblau, Mintgrün



Verpackung

Packung mit 100 Hauben
Karton mit 10 Packungen



Referenz

Hellblau: 270506
Mintgrün: 270505



OP-Haube zum Binden



OP-Haube zum Binden aus Vliesstoff, besonders geeignet für Behandlungsteams bei Routineuntersuchungen und Eingriffen von kurzer bis mittlerer Dauer.

Die Bänder ermöglichen individuelle Anpassung an die Kopfform.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse I



Material

Vliesstoff 35 g/m²



Farben

Hellblau, Mintgrün



Verpackung

Packung mit 100 Hauben
Karton mit 5 Packungen



Referenz

Hellblau: 270504
Mintgrün: 270503



Überschuhe



Schutzüberschuhe aus CPE mit bequemem Gummizug für Schuhe, wirksam sowohl bei trockenen als auch nassen Bedingungen. Unisize mit weiter Passform. Die Überschuhe reduzieren eine Keimverschleppung über die Schuhsohlen.

Ideal im Operationssaal zum Schutz des Behandlungsteams vor infizierten Flüssigkeiten, zur Vermeidung von Verunreinigungen des Operationsbereichs oder der sterilen und desinfizierten Umgebung.

Die Überschuhe sind latexfrei, enthalten keine Phthalate oder Elemente, die Allergien oder Hautreaktionen auslösen können (Klebstoffe, Chemikalien, usw.)



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse I



Material

CPE



Farbe

Blau



Verpackung

Packung mit 100 Stück
Karton mit 20 Packungen



Referenz

270420





Patientenschutz

Sterile Abdecktücher und Zubehör

Sterile Tücher schützen vor Kontamination mit Keimen und Erregern. Bei ärztlichen und zahnärztlichen Eingriffen soll die Eingriffsstelle und die unmittelbare Umgebung von Patienten abgedeckt werden. Dazu zählen Oberflächen und Gegenstände die sich nur schwer reinigen und desinfizieren lassen: zum Beispiel Behandlungseinheiten, Instrumententische oder Gerätewagen. Das richtige Abdecktuch schützt sicher vor Spritzern und Aerosolen und verringert das Risiko postoperativer Infektionen.

Abdecktücher von Alle sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und bilden eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Mikroorganismen. Der Fokus auf Innovation und Qualität macht im OP-Bereich den entscheidenden Unterschied.



Leistungsstark

Das Tuchmaterial ist hoch reiß- und berstfest im trockenen sowie feuchten Zustand und entspricht den Anforderungen der EN 13795-1. Dazu gehören geringe Partikelfreisetzung und hohe Flüssigkeitsfestigkeit.



Vliesstoff- qualitäten

Erhältlich aus saugfähigem Vliesstoff oder Zellulose, kaschiert mit wasserdichter Polyethylenschicht. Alternativ aus hoch atmungsaktivem wasserabweisendem Spunlace.



Garantiert Haltbar

Einzelverpackt für eine garantierte Sterilität von 59 Monaten ab Herstellungsdatum.

OP-Abdecktuch für Mayo-Tisch



Steriles Tuch für die Abdeckung eines Mayo-Tisches. Die Oberfläche besteht aus wasserdichtem PVC. Die Auflagefläche aus Vlies erleichtert das überziehen und dient als rutschhemmende Ablagefläche für Instrumente, Trays und Container.

Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Instrumentenablagen.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe

Blau




Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Absorbierender Vliesstoff

Referenz	270213
Verpackung (pro Karton)	25 St.
A Breite	80 cm
B Länge	120 cm
C Taschenbreite	60 cm
D Taschenlänge	70 cm



OP- Abdecktuch für Instrumententisch



Großer Überzug für die Abdeckung von Instrumententischen, mit einer wasserfesten Außenschicht. Die Auflagefläche aus Vlies erleichtert das Überziehen und dient als rutschhemmende Ablagefläche.

Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Instrumentenablagen.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe

Blau




Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270214
Verpackung (pro Karton)	25 St.
A Breite	160 cm
B Länge	190 cm
C Breite Vliesfläche	60 cm

 Absorbierender Vliesstoff



OP-Abdecktücher Komfort



Sterile OP-Abdecktücher aus Vliesstoff, laminiert mit flüssigkeitsfester PE-Folie. Ideal für Eingriffe mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung. Das Gewebe ist äußerst fusselfrei und lässt sich leicht entfalten und drapieren.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Ablagen und Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe


Blau




Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270201	270202	270203	270204	270231
Verpackung (pro Karton)	125 St.	100 St.	50 St.	25 St.	20 St.
A Breite	50 cm	50 cm	75 cm	100 cm	150 cm
B Länge	50 cm	75 cm	90 cm	150 cm	200 cm



OP-Abdecktücher Basis



Sterile Abdecktücher aus Zellulose. Die Unterseite ist mit flüssigkeitsundurchlässiger Polyethylenfolie kaschiert. Das Material eignet sich ideal für Eingriffe mit starker Flüssigkeitsfreisetzung dank der unmittelbaren Absorptionsfähigkeit.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Instrumentenablagen und Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

Zellulose + PE 47 g/m²



Farbe


Blau



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270218	270219	270220	270221
Verpackung (pro Karton)	150 St.	125 St.	75 St.	25 St.
A Breite	50 cm	50 cm	75 cm	90 cm
B Länge	50 cm	75 cm	90 cm	150 cm



OP-Abdecktücher mit Klebestreifen



Abdecktücher aus absorbierendem Vliesstoff mit einer Unterseite aus flüssigkeitsundurchlässigem Polyethylen. Das Gewebe lässt sich einfach drapieren. An der kurzen Seite des Tuchs befindet sich ein 4 cm breiter Klebestreifen zur Fixierung. Ideal für Eingriffe mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Instrumentenablagen und Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe


Blau



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270206	270207	270208
Verpackung (pro Karton)	75 St.	50 St.	25 St.
A Breite (Seite mit Klebestreifen)	50 cm	75 cm	100 cm
B Länge	75 cm	90 cm	150 cm
C Breite des Klebestreifens	4 cm	4 cm	4 cm





OP-Abdecktücher mit zentralem Loch und Klebestreifen



OP-Abdecktücher mit Ausschnitt in der Mitte. Sie bestehen aus absorbierendem Vliesstoff mit einer Unterseite aus wasserresistentem Polyethylen.

Die Auflage wird mit dem medizinischen Klebestreifen rund um den Ausschnitt sicher fixiert. Das erhöht den Schutz gegen Keimverschleppung und Verrutschen. Ideal für Eingriffe mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung. Das Gewebe lässt sich einfach drapieren.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe


Blau




Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270215	270216	270217
Verpackung (pro Karton)	100 St.	75 St.	50 St.
A Breite	50 cm	50 cm	75 cm
B Länge	50 cm	75 cm	90 cm
C Lochbreite	6 cm	6 cm	6 cm
D Lochlänge	9 cm	9 cm	9 cm



OP-Abdecktücher mit dezentralem Loch und Klebestreifen



Große OP-Abdecktücher mit asymmetrischem Ausschnitt. Sie bestehen aus absorbierendem Vliesstoff mit einer Unterseite aus wasserresistentem Polyethylen.

Ein medizinischer Klebestreifen rund um den Ausschnitt fixiert die Auflage sicher. Das erhöht den Schutz gegen Keimverschleppung und Verrutschen. Ideal für Eingriffe mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung. Das Gewebe lässt sich einfach drapieren.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft zur Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe


Blau




Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270228
Verpackung (pro Karton)	25 St.
A Breite	100 cm
B Länge	150 cm
C Lochbreite	6 cm
D Lochlänge	9 cm
E Abstand des Klebestreifens vom oberen Rand	47 cm



OP-Abdecktuch mit U-Ausschnitt ohne Klebestreifen



OP-Abdecktuch aus absorbierendem Vliesstoff mit einer Unterseite aus wasserresistentem Polyethylen.

Der praktische U-Ausschnitt ermöglicht die Positionierung auf der Unterlippe oder dem Kinn, um einen effektiven Sterilbereich zu schaffen. Ideal für Eingriffe mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung. Das Gewebe lässt sich einfach drapieren.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe


Blau



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270209
Verpackung (pro Karton)	25 St.
A Breite	100 cm
B Länge	150 cm
C Lochbreite	11 cm
D Lochlänge	30 cm



OP-Abdecktücher mit U-Ausschnitt und Klebestreifen



OP-Abdecktuch aus absorbierendem Vliesstoff mit einer Unterseite aus wasserresistentem Polyethylen.

Der praktische U-Ausschnitt ermöglicht die Positionierung um den Kopf herum, um einen effektiven Sterilbereich zu schaffen.

Der Klebestreifen am Ausschnitttrand fixiert das Tuch auf der Haut. So verrutscht es nicht und bietet erhöhten Schutz gegen Keimverschleppung. Ideal für Eingriffe mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung. Das Gewebe lässt sich einfach drapieren.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe


Blau



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270210	270211	270212
Verpackung (pro Karton)	50 St.	50 St.	25 St.
A Breite	50 cm	75 cm	100 cm
B Länge	75 cm	90 cm	150 cm
C Lochbreite	11 cm	11 cm	6,5 cm
D Lochlänge	9 cm	9 cm	30 cm



OP-Abdecktuch mit U-Ausschnitt und Klebepunkt



OP-Abdecktuch aus absorbierendem Vliesstoff mit einer Unterseite aus wasserresistentem Polyethylen.

Der U-Ausschnitt ermöglicht die Positionierung im Kiefern- oder Halsbereich, um einen effektiven Sterilbereich zu schaffen. Mit dem Klebepunkt am Ausschnitttrand lässt sich das Tuch am Eingriffsbereich leicht fixieren. Ideal für Eingriffe mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung. Das Gewebe lässt sich einfach drapieren.

Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

PE + Vliesstoff 54 g/m²



Farbe


Blau



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270230
Verpackung (pro Karton)	40 St.
A Breite	75 cm
B Länge	115 cm
C Lochbreite	15 cm
D Lochlänge	25 cm
E Klebepunkt	6 x 6 cm



OP-Abdecktücher Spunlace



OP-Tücher aus Spunlace eignen sich speziell für lange und komplexe chirurgische Operationen mit mittlerer bis hoher Flüssigkeitsfreisetzung. Der weiche Stoff ist besonders komfortabel, atmungsaktiv und wasserabweisend.

Das Material ist reflektionsarm und ermöglicht Augen schonendes Arbeiten. Es wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist äußerst sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Instrumentenablagen und Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

Spunlace Vlies 67 g/m²



Farbe

Blau




Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	Typ	Abmessungen	Verpackung (pro Karton)
270222	Rechteck-Tuch	75 x 100 cm	40 St.
270223	Tuch mit U-Ausschnitt und Schlauchhalter	133 x 200 cm Öffnung 6,5 x 50 cm	10 St.
270224	Tuch mit klebendem U-Ausschnitt und Schlauchhalter	133 x 200 cm Öffnung 6,5 x 50 cm	10 St.
270225	Tuch mit dezentralem Loch und Klebestreifen	100 x 150 cm Loch 6 x 9 cm	25 St.

OP-Abdecktuch Spunlace mit Dreiecks-Ausschnitt



Großes Abdecktuch aus Spunlace mit dreieckiger Öffnung und Schlauchhalterung mit Klettverschluss. Es wird empfohlen für anspruchsvolle und längere Dentaloperationen. Das weiche Gewebe ist wasserabweisend und hoch atmungsaktiv. Der Dreiecksausschnitt wird um den Mund herum platziert und mit Klebestreifen auf der Haut fixiert.

Ein transparentes Sichtfenster schützt die Augen des Patienten vor Spritzern oder versehentlichen Verletzungen und ermöglicht dennoch freie Sicht des Patienten und Augenkontakt.

Ein Klettverschluss in der Tuchmitte fixiert Schläuche und Leitungen. Das kann vorzeitiger Ermüdung in den Armen vorbeugen. Das Material wurde für den Kontakt mit menschlichem Gewebe zertifiziert, und ist äußerst sanft auf der Haut. Faltung und Verpackung ermöglichen die sichere und sterile Vorbereitung von Patienten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Norm

Entspricht EN 13795-1 (Leistungsstufe Hoch)



Material

Spunlace Vlies 67 g/m²



Farbe


Blau



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung

Referenz	270226
Verpackung (pro Karton)	5 St.
A Breite	133 cm
B Breite	200 cm
C Lochbreite	11 cm
D Lochlänge	10 cm
E Sichtfensterbreite	13 cm
F Sichtfensterlänge	4,5 cm



Medizinische Klebestreifen



Medizinische Klebestreifen zur Befestigung von Hüllen, Schläuchen und Tüchern schaffen einen stabilen und sicheren Sterilbereich.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Material

Vliesstoff



Farbe

Blau



Abmessungen

10 x 5 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 50 Blistern à zwei Stück



Referenz

270315



Oberflächenschutz

Sterile Überzüge und Folien zum Schutz von kleinen, schwer zu sterilisierenden Oberflächen und Geräten in der Nähe des Operationsbereichs.

Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen, garantieren sie eine effektive Barriere gegen Verunreinigungen und tragen dazu bei, den OP-Bereich möglichst steril zu halten.



Universell

Zuverlässiger Schutz aller Geräte und kleiner Oberflächen in der Operationsumgebung.



Praktisch

Jedes Produkt garantiert eine einfache Anwendung für eine schnellere und korrekte Vorbereitung des Operationsbereichs.



Sicher

Hergestellt aus zertifizierten Materialien medizinischer Qualität, frei von toxischen Substanzen. Sie garantieren maximale Sicherheit während des Gebrauchs und sind daher ideal für anspruchsvolle, chirurgische Umgebungen, in denen es wichtig ist, die Sterilität zu erhalten und das Risiko einer Kontamination zu minimieren.

Allzwecktaschen PE für Röntgensysteme

Transparenter, steriler Überzug in Universalgröße zum Schutz von Röntgen-, Foto- oder Mikroskopsystemen. Hält den OP-Bereich steril, ohne das Röntgensystem zu beeinträchtigen.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is,
CE0051



Material

PE



Farbe

Transparent



Abmessungen

Ø 75 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59
Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 25 Stück



Referenz

270316

Abdeckfolie mit Klebestreifen



Transparente Polyethylenfolie mit Klebestreifen zur Abdeckung von Physio-Dispensern, Steuereinheiten, Chirurgiegeräten und anderen Oberflächen. Verhindert Verunreinigungen durch Körperflüssigkeiten, Sprühnebel oder Aerosole bei medizinischen Eingriffen. Die Klebeleiste lässt sich sicher fixieren und rückstandslos wieder entfernen.

Das durchsichtige Material sorgt für beste Sicht und Bedienbarkeit von Geräten, Tastern und Displays.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Material

PE



Farbe

Transparent



Abmessungen

40 (Klebeseite) x 50 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 20 Stück



Referenz

270227

Selbstklebende Schutzfolie



Vollflächig klebende Folie aus Polyethylen zur sterilen Abdeckung von Bedieneinheiten und Dentalinstrumenten. Auch andere schwer zu sterilisierende Oberflächen, wie Displays, Griffe oder Taster lassen sich einfach und sicher abkleben. Die speziell beschichtete Folie ist geeignet für Touch-Displays und hinterlässt nach dem Abziehen keine Rückstände.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Material

PE



Farbe

Blau



Abmessungen

20 x 20 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 50 Stück



Referenz


270301

Schlauchüberzüge mit Klebestreifen



Anti-Reflex Folienhülle mit offenen Enden zum Einmalgebrauch. Die Hülle wird über den Instrumentenschlauch gestülpt und an den Enden mit den beiliegenden Klebestreifen fixiert.

Die Schlauchüberzüge sind einzeln steril verpackt und unterstützen so die aseptische Vorbereitung von Dentaloperationen.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Material

PE



Farben

Hellblau, Weiß



Abmessungen

120 x 7 cm
240 x 7 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 50 Stück



Referenz

120 x 7 cm Hellblau: 270302
240 x 7 cm Hellblau: 270303
120 x 7 cm Weiß: 270304
240 x 7 cm Weiß: 270305

Schlauchüberzug mit Fixiergummi



Transparenter Anti-Reflex-Folienschlauch mit offenen Enden zum Einmalgebrauch. Die Überstreifhilfe mit Fixiergummi ermöglicht einfaches Verpacken und stellt den Schutz von Hand- und Winkelstücken, Turbinen und Instrumentenschläuchen sicher.

Die Überzüge sind steril verpackt und unterstützen so die aseptische Vorbereitung von Dentaloperationen.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse Is, CE0051



Material

PE



Farbe

Transparent



Abmessungen

120 x 7 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 50 Stück




Referenz

270310




Einmal- Bürstenschwamm mit Nagelreiniger



Gebrauchsfertiges Set aus Bürstenschwamm und Nagelreiniger für die chirurgische Handreinigung zum Einmalgebrauch.

Die Einweg-Handwaschbürste besitzt eine Seite aus weichen Borsten und eine Schwammseite. Der Schwamm dient zur Reinigung empfindlicher Hautpartien, während die Bürste für Fingernägel und Nagelbett verwendet werden kann. Zur Entfernung von Partikeln unter den Fingernägeln liegt ein Nagelreiniger bei.

Wahlweise ist der Schwamm trocken oder getränkt in einer antiseptischen Reinigungslösung erhältlich. Die getränkte Ausführung enthält 4% Chlorhexidin-Gluconat.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIa



Material

Bürste aus Polyethylen, Schwamm aus Polyurethan, Nagelreiniger aus Polypropylen
Getränkte Ausführung enthält 4% Chlorhexidin-Gluconat



Sterilität

5 Jahre Garantie ab Sterilisationsdatum



Verpackung

Packung mit 40 St.
Karton mit 6 Packungen



Referenz

270753
270751




Zubehör Chirurgie

Spül- und Absaugsysteme

Sterile Kühlmittelschläuche, Absaugschläuche und Kanülen unterstützen eine wirksame Infektionskontrolle in der Dentalchirurgie. Sie gewährleisten maximale Hygiene und sorgen für effektive Durchleitung und Ableitung von Flüssigkeiten.

Sterile Schläuche und Absaugartikel von Alle sind als Medizinprodukte nach aktueller MDR zertifiziert und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.

Kühlmittel- schläuche



Gute und zuverlässige Kühlung ist bei chirurgischen Eingriffen in der Zahnmedizin unerlässlich. Kühlmittelschläuche der Marke Alle unterstützen diesen Prozess. Sie sind zertifiziert nach aktueller MDR und dürfen an den jeweils genannten Chirurgie-Geräten verwendet werden.

Ein ABS-Dorn mit Open/Close-System erleichtert das Anschließen an den Beutel. Eine Silikonspitze vereinfacht das Aufstecken an den Bohrkopf. Zur Herstellung werden nur latex- und phtalatfreie Kunststoffe verwendet und nach höchsten Qualitätsstandards geprüft. Erhältlich einzeln steril verpackt in mit ablösbarem Etikett für maximale Rückverfolgbarkeit.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIa, CE0051



Material

Medizinisches Silikon (latex- und phtalatfrei), PVC und ABS



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 10 Stück



Referenz	Typ	Kompatible Physiospendermodelle
Alle Premium		
270601	1/2Y	ACTEON - SATELEC: Suni 2000-3000, Suni Max / BlauE ROCKET: BR 3000, BR 4000 / BREDET: Sky Unit / CEFLA: Riunito Cefla / HKM: Surgi Set Basic, Surgi Set Pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic / GOOF Dental Unit DSC Electronic / SWEDEN & MARTINA: XO Osseo, Osseo System
270602	1/2Y	ASTRATECH: Elcomed 100 / W&H: Astratech 100, Elcomed 100, Elcomed 200
270603	1/2Y	ATR: PhysioPlus, 3000 Krugg, 3000 New, 3000 Plus / B&B DENTAL: Physiodispenser 3000 / CEFLA: Riunito Cefla, Osseo System / KRUGG: Implant Surgery System / NOBEL BIOCARE: Steri Oss / RTC SISTEMI: Technoimplant / SWEDEN&MARTINA: XO Osseo, Osseo System3000 / KRUGG: Implant Surgery System / NOBEL BIOCARE: Steri Oss
270604	1	NOUVAG: MD 10, MD 10S, MD 20, SEM 2, SU 100, CBM, MD 7000, MD 8000, TCM 3000 / NOVAXA: Assistant 2
270606	1/2Y	DE GIORGI: Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant / FRIATEC AG: Implantology surgical / TISSIDENTAL: Oral Max System
270607	1/2Y	KAVO: INTRAssept 905 / MECTRON: Piezosurgery II, Piezosurgery 3
270609	1/2Y	ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2 / BONART: Sistema chirurgico piezoelettrico / INTRA-LOCK: Delfin / KYOCERA: Neo Implantor / SAEYANG: Ki-20 / STRAUMANN: Surgical Pro 230V / SWEDEN & MARTINA: Impla 6000AEU-707Av2 / NSK: Surgic Pro, Surgic Pro 2, Surgic XT, SurgicXT Plus, Variosurg, Osseocision
270610	1/2Y T	3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 / BTI: Drill Tech / DENTIUM: iCTmotor / NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare, OsseoSet 300 / W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI-923, Implantmed Plus SI-1010, Implantmed Plus SI-1015, Implantmed Plus SI-1023, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed, Sistema motorio chirurgico, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech
270613	1	ANTHOGRYR: Implanteo, Implanteo Led/ WOODPECKER: Implanter / COXO: C-Sailor
270616	1/2Y T	DENTSPLY: Frios Unit E / W&H: Elcomed SA-200C
270617	1/2Y	KAVO: INTRAsurg 300/500, INTRAsurg 300 Plus, INTRAsurg 1000, INTRAsurg 1000 Air
270618	1/2Y	BIEN AIR: Chiropro 980, Osseo Doc / BIOSAFIN: Easy Surgery, MyTUTOR / CEFLA: Riunito Cefla / EMS: Piezon Master Surgery / ESACROM: Surgysonic I, Surgysonic II, Surgysonic Moto / IDI EVOLUTION: TMM2 / PLANMECA: Riunito Planmeca / SILFRADENT: Acrobone, Easybone 4, Surgybone / SYMPLA: Prosurgy / SWEDEN&MARTINA: Spin, Heracl / UBS: Ultrasonic Bone Surgery
270621	1	KAVO: MASTERSurg, EXPERTSurg
270624	1	MECTRON: Piezosurgery Touch, Piezosurgery White
270634	1/2Y	BA INTERNATIONAL: Optima Surge OS 500 / SAESHIN: Traus SIP 10, X Cube / DE GIORGI: Traus SIP 10, Intrasurgery 2
270640	1	BA INTERNATIONAL: Optima Surge OS 600L / MICRO-NX: Impla-NX ISE-270
270626		Spülschlauchverlängerung mit Luer-Lock ohne Bohrer
Alle Pure		
270623	1	3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 / DENTIUM: iCTmotor/ NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare, OsseoSet 300 / W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI-923, Implantmed Plus SI-1010, Implantmed Plus SI-1015, Implantmed Plus SI-1023, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed, Surgical Motor System, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech
270625	1	ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2 / BONART: Sistema chirurgico piezoelettrico / INTRA-LOCK: Dolphin / KYOCERA: Neo / SAEYANG Implantor: Ki-20 / NSK: Surgic Pro, Surgic Pro2, Surgic XT, Surgic XT Plus, Variosurg, Osseocision
270635	1	BIEN AIR: Chiropro 980, Osseo Doc / BIOSAFIN: Easy Surgery, MyTUTOR / CEFLA: Riunito Cefla / EMS: Piezon Master Surgery / ESACROM: Surgysonic I, Surgysonic II, Surgysonic Moto / IDI EVOLUTION: TMM2 / PLANMECA: Riunito Planmeca / SILFRADENT: Acrobone, Easybone 4, Surgybone / SYMPLA: Prosurgy / SWEDEN&MARTINA: Spin, Heracl / UBS: Ultrasonic Bone Surgery
270637	1	KAVO: INTRAsurg 300/500, INTRAsurg 300 Plus, INTRAsurg 1000, INTRAsurg 1000 Air

Legende

1 – Interne Einzelspülung

1/2 – Interne und externe Spülung ohne Y-Anschluss

1/2Y – Interne und externe Spülung mit Y-Anschluss

T – Hahn zum Anschluss der zweiten Spüleleitung an das zweite Winkelstück oder zum Anschluss des Irrigators

Alle genannten Warenzeichen sind registriert und Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Kühlmittel- schlauch mit manueller Durch- flusskontrolle



Manuelles Irrigationssystem mit Durchflussregler. Per Knopfdruck lässt sich die Abgabe von Kühlmittel an der Operationsstelle punktgenau regulieren.

Das System eignet sich auch für die Spülung während der Endbefestigung von Implantaten mit einem Drehmomentschlüssel. Ebenfalls kann es für die Parodontalchirurgie verwendet werden, bei der es darauf ankommt, die chirurgische Stelle sauber zu halten und das Gewebe mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Höchste Qualität dank hochwertiger, phthalatfreier Kunststoffe und Komponenten mit streng überwachter Fertigungskontrolle. Einzeln steril verpackt mit ablösbarem Etikett für maximale Rückverfolgbarkeit.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIa, CE0051



Material

PVC



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 5 Stück




Referenz

270630



Chirurgischer Absaugschlauch



Handlicher transparenter PVC-Schlauch mit oder ohne Yankauer-Kanüle. Er eignet sich für lange chirurgische Behandlungen. Knickfeste Anschlüsse verhindern ein versehentliches Verdrehen. Der Schlauch kann sowohl mit der Behandlungseinheit als auch mit einem zentralen System verbunden werden.

Die Yankauer-Kanüle ist mit zwei Löchern versehen, die eine Schädigung des Weichgewebes verhindern.

Im Lieferumfang ist ein bikonischer Adapter enthalten.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIa



Material

PVC



Abmessungen

Ohne Kanüle: 220 cm
Mit Kanüle: 250 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59
Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 10 Stück



Referenz

Ohne Kanüle: 270650
Mit Kanüle: 270651

Sterile chirurgische Absaugkanüle mit Adapter



Chirurgische Absaugkanüle mit gebogener Spitze. Wenn eine höhere Saugleistung benötigt wird, kann die Spitze entfernt werden, um die Öffnung von 2,5 mm auf 4,8 mm zu erweitern. Empfohlen für sterile Eingriffe in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und bei implantologischen Operationen.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei PVC-Adapter mit 11 mm und 16 mm Durchmesser.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIa



Material

PVC



Abmessungen

Ohne Spitze: 18 cm
Mit Spitze: 20,5 cm



Sterilität

Steril lagerfähig bis 59 Monate ab Herstellung



Verpackung

Packung mit 20 Stück



Referenz

270644

Chirurgische Absaugkanüle



Spitz zulaufende chirurgische Absaugkanüle. Ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Vielfach sterilisierbar bei 134 °C.

Verfügbares Zubehör

- Adapter für Chirurgie-Kanüle. Ermöglicht den Übergang von einem Anschluss mit einem Durchmesser von 16 mm zu einem Auslass mit einem Durchmesser von 11 mm.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIa, CE0051



Farbe

Grau



Abmessungen

11 mm x 20 cm (ØxL)



Verpackung

Packung mit 10 Stück



Umwelt-schonend

Die Kanüle kann bis zu 100 Mal bei 134 °C im Autoklaven sterilisiert werden.



Sicher

Medizinprodukt der Klasse IIa, hergestellt in Italien aus zertifizierten Kunststoffen.



Wirksam

Die lineare Form sorgt für einen leiseren Betrieb bei gleichzeitiger Verbesserung der Hygiene.



SurgiFlexo Tip Absaugkanüle



SurgiFlexo Tip ist eine innovative Absaugkanüle für oralchirurgische Eingriffe. Sie kombiniert die Flexibilität eines Speichelsaugers mit der Präzision einer Chirurgiekanüle. Das Saugrohr der Kanüle lässt sich biegen wie ein Speichelsauger. Die feine Saugspitze lässt sich bei Bedarf abdrehen. Das macht diese sterile Einmalkanüle absolut einzigartig und flexibel einsetzbar bei der dentalen Absaugung, insbesondere an schwer zugänglichen Bereichen.

SurgiFlexo Tip Absaugkanülen bestehen aus phthalatfreiem medizinischem Kunststoff. Lasertechnologien überwachen den Produktionsprozess und sorgen dafür, dass jede einzelne Kanüle präzise und absolut sauber gefertigt wird.

Eine Packung enthält zwanzig SurgiFlexo Tip Absaugkanülen, jeweils einzeln steril verpackt. Außerdem enthalten ist ein 11mm- und ein 16mm-Adapter für den Anschluss an verschiedene Absaugsysteme.



Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIa



Material

PVC, PP



Farbe

Blau



Abmessungen

Ohne Spitze: 15,5 cm
Mit Spitze: 18 cm



Sterilität

5 Jahre ab
Sterilisationsdatum



Verpackung

Packung mit 20 sterilen
Kanülen und 2 Adaptern



Sicher

Die Kanüle und die Spitze sind biokompatibel und gewährleisten die Sicherheit des Patienten. Die Spitze ist schonend zur Mundschleimhaut gefertigt.



Vielseitig

Die Spitze lässt sich bei Bedarf abdrehen, um so den Durchmesser der Saugspitze von 2,6mm zu 4,8mm vergrößern. Das macht die Kanüle absolut einzigartig und vielseitig einsetzbar.



Präzise

Der sauber eingelassene Draht sorgt für den richtigen Grad an Flexibilität und Steifigkeit. Die blaue Spitze sorgt für mehr Präzision beim Eingriff.



Euronda Schutzbrillen

Geschützt vom ersten Augenblick

Eine Auswahl an Schutzbrillen und Visieren für Anwender und Patienten. Alle Modelle wurden mit besonderem Augenmerk auf Komfort und Design hergestellt. Sie sind auf unterschiedlichste Bedürfnisse abgestimmt. Einige Modelle lassen sich über Sehhilfen tragen und sind mit orangefarbenen oder transparenten Sichtscheiben erhältlich.

Euronda Schutzbrillen entsprechen der optischen Klasse 1. Mit beschlagfreier und kratzfester Beschichtung schützen sie vor Stößen, UV400-Strahlen und Blaulicht (bis 525 nm), sorgen für ermüdungsfreies Sehen und ein klares Sichtfeld. Sie eignen sich ideal für Behandlungen, die ein hohes Maß an Präzision erfordern.



Klassifizierung

Individuell der Kategorie 2, gemäß EU-Verordnung 2016/425



Norm

ISO 16321 konform:
Contemporary, Cube, Cube Orange, FitUp, Clear, Light, Light Orange, Zero
EN 166 CE konform:
Evolution, Evolution Orange, Kinder Orange, Visier, Visier klein



Varianten

Erhältlich in verschiedenen Modellen und Farben, mit transparenten oder orangefarbenen Gläsern



Verpackung

Einzel verpackt

Behandlungen

Beschlagfrei

In Kombination mit einer OP-Maske, kommt es vor, dass die Brillengläser beschlagen und die Sicht beeinträchtigen. Schutzbrillen von Euronda bieten dafür verschiedene Arten von Beschichtungen, die Beschlagbildung vermindern oder verhindern:

- **Anti-Beschlag:** Erfüllt die Anforderung N der Norm EN 166 und verhindert die Bildung von Kondenswasser für mindestens 8 Sekunden.
- **Anti-Beschlag Plus:** Garantiert fünfmal höhere beschlagfreie Eigenschaften als die Anforderung N der Norm EN 166.
- **Anti-Beschlag Ultra:** Verhindert die Beschlagbildung für mehr als 40 Sekunden und garantiert außergewöhnliche beschlagfreie Eigenschaften.

Kratzfest

Kratzer können die Transparenz der Linse und damit die Sicht beeinträchtigen. Schutzbrillen von Euronda sind mit verschiedenen Beschichtungen gegen Kratzer und Abrieb geschützt:

- **Anti-Kratz-Beschichtung:** Grundbeschichtung der äußeren Oberfläche gegen Kratzer und Abnutzung. Erfüllt die Anforderung K der Norm EN 166.
- **Anti-Kratz-Beschichtung Plus:** Härtet die Scheibenoberfläche für optimale Kratzfestigkeit und Transparenz unter allen Bedingungen. Der reduzierte Leuchtdichtefaktor beträgt $2 \text{ Cd} / \text{m}^2 \times \text{Lux}$.
- **Anti-Kratz-Beschichtung-Ultra:** Garantiert eine längere Haltbarkeit und Sicht auch unter kritischen Bedingungen und bietet eine Leistung, die weit über den üblichen auf dem Markt erhältlichen Anti-Kratz-Beschichtungen liegt. Der reduzierte Leuchtdichtefaktor beträgt $1,2 \text{ Cd} / \text{m}^2 \times \text{Lux}$.

Ergonomisch

Schutzbrillen von Euronda bieten maximalen Komfort und Ergonomie dank ihrer Liebe zum Detail, dem durchdachten Design und der Verwendung innovativer Materialien. Vielfältige Anpassungen für den Sitz der Brille verleihen Euronda Schutzbrillen mit SoftPad Technologie einen besonders hohen Tragekomfort:

- Verstellbare Nasenbrücke;
- Integrierter Seitenschutz;
- bewegliche Bügelenden für perfekten Halt und Stabilität;
- Verstellbarkeit zur Länge der Bügel für eine perfekte Passform.

	Beschlagfrei	Kratzfest	Technologien	Gewicht
Contemporary	Plus	Plus	Seitenschutz	25 g
Cube	Plus	Plus	Seitenschutz Kippbewegung Längenverstellbare Bügel	37 g
Evolution	Ultra	Ultra	Verstellbare Nasenbrücke Kippbewegung Längenverstellbare Bügel	37 g
FitUp	Plus	Plus	Verstellbare Nasenbrücke In Länge und Neigung verstellbare Bügel	25 g
Clear	Basic	Basic	Seitenschutz Längenverstellbare Bügel	30 g



Contemporary



Die Monoart Contemporary ist eine perfekte Mischung aus Eleganz, Schutz, Komfort und Lässigkeit. Sie ist leicht und dennoch super stabil. Der unauffällige transparente Seitenschutz unterstreicht ihren modischen Charakter. Das macht sie für Zahnärzt:innen, Behandlungsteams, Laborarbeiten und in der Kosmetik zur idealen Schutzbrille.

Die Sichtscheiben der Contemporary sind dank Anti-Fog-Plus-Behandlung doppelt geschützt gegen Beschlagen. Die Anti-Kratz-Plus-Beschichtung sorgt für eine fünfmal höhere Beständigkeit gegen Kratzer und Macken. Eingebettet sind sie in einen markanten Rahmen mit leicht glänzendem schwarzen Finish. Die Brille zählt zu den sehr leichten Schutzbrillen, so dass sie sich auch über einen längeren Zeitraum gut tragen lässt.



Farben

Schwarz und transparent



Gewicht

25 g



Behandlungen

Kratzfest und beschlagfrei Plus

Cube

Die Schutzbrille Cube kann als Augenschutz über einer normalen Korrekturbrille getragen werden. Sie ist mit einem integrierten Seitenschutz ausgestattet. Klare Polycarbonat-Scheiben bieten optimale Sichtbedingungen, absolut verzerrungsfrei auch im Randbereich. Das ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Tragen.

Das Gestell schmiegt sich sanft an die Kopfform an. Damit keine Spritzer, Staub oder andere Partikel in die Augen gelangen schließt die Schutzbrille Cube gut an den Rändern ab. Die in Länge und Tiefe verstellbaren Bügel bleiben in der gewünschten Form. Auch mit Lichtschutzfilter orange erhältlich.



Farben

Weiß und Blau
(transparente Gläser)
Schwarz und Orange
(orange Gläser)



Gewicht

37 g



Behandlungen

Kratzfest und
beschlagfrei Plus

Evolution

Die Evolution bietet durch das extrem niedrige Gewicht einen besonders hohen Tragekomfort. Der aus sehr weichem Silikon gefertigte Nasenbügel macht die Brille rutschfest. In 2k-Technologie gefertigte weiche Bügelenden machen das Tragen dieser Brille zusätzlich angenehm.

Die Linienführung mit umhüllender Wrap-around-Technologie verleiht der Evolution eine moderne, sportliche Note. Die Brille wird aus kratzfestem Polycarbonat hergestellt und ist mit der Anti-Fog Plus Beschichtung nahezu beschlagfrei. Auch erhältlich mit Lichtschutzfilter orange.



Farben

Weiß und Grau
(transparente Gläser)
Schwarz und Orange
(orange Gläser)



Gewicht


37 g



Behandlungen

Kratzfest und
beschlagfrei Ultra

FitUp



Sehr leicht, optisch ansprechend, komfortabel und dennoch äußerst widerstandsfähig: Die Monoart FitUp beeindruckt mit maximalem Komfort und Augenschutz. Im Design bleibt sie dabei angenehm zurückhaltend.

Für die optimale Passform sorgen verstellbare, weiche Bügelenden, ein anschmiegsamer Nasensteg für rutschfesten Sitz ohne Druckstellen. Die weit nach außen gezogenen Scheiben ermöglichen maximale Sicht und schützen die Augenpartie auch gegen Einflüsse aus dem Randbereich. Beschichtungen gegen Beschlagen, Abrieb und Zerkratzen sorgen für maximale Durchsicht bei zahnmedizinischen und kosmetischen Tätigkeiten, Labor- oder Hygienearbeiten.



Farben

Transparent und Rosa,
Transparent und Grün



Gewicht

25 g



Behandlungen

Kratzfest und
beschlagfrei Plus

Clear



Schutzbrille für Anwender und Patienten mit modernem und elegantem Design. Komplett aus Polycarbonat gefertigt, bietet sie hervorragende Festigkeit und Leichtigkeit.

Die in Länge und Tiefe verstellbaren Bügel sorgen für hohen Tragekomfort und eine optimale Passform.



Farben

Schwarz und transparent



Gewicht

30 g



Behandlungen

Kratzfest und
beschlagfrei Basic

Euronda Spa® 2025

Kopie, Scan und/oder Reproduktion des Katalogs nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten. Bilder, Beschreibungen, Abmessungen und Technische Daten in diesem Prospekt dienen der unverbindlichen Information.

Unter Beibehaltung der Grundeigenschaften des Produkts behält sich der Hersteller das Recht vor, jederzeit und mit dem alleinigen Ziel der Verbesserung Änderungen vorzunehmen.

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1

36066 Sandrigo

Vicenza, Italy

t +39 0444 656111

f +39 0444 656199

m info@euronda.com

www.euronda.it

Deutschland

Euronda Deutschland

Am Landwehrbach 5

48341 Altenberge, Deutschland

t +49 2505 9389 0

f +49 2505 9389 29

m info@euronda.de

www.euronda.de

France

Euronda France Eurl

ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles

60110 Amblainville, France

t + 33 (0) 3 44 06 69 70

m info@euronda.fr

www.euronda.fr

España

Identyd

Calle Músico Antonio Rodríguez

de Hita, 12 Bajo 30007 Murcia

España

t 900102034

m info@euronda.es

www.euronda.es

Euronda[®]