



DENOMINAZIONE /
PRODUCT NAME

Eurosafe Smart


IDENTIFICATIVO DEL
MODELLO CE / CE
MODEL IDENTIFIER

Eurosafe Smart
Capacità / Capacity 10L

Modello / Model
UWUM10L2024

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
L 460 mm x H 455 mm x P 560 mm



Peso / Weight

A vuoto / Empty


Peso massimo con serbatoio pieno e carico massimo /
Maximum weight with tank full and maximum load

Eurosafe Smart

38 kg

50 kg

DIMENSIONI D'INGOMBRO
DELL'IMBALLO / OVERALL
DIMENSIONS OF
PACKAGING



A = 545 mm
B = 560 mm
C = 745 mm

Peso dell'imballo / Weight of
packaging

Eurosafe Smart

50 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / CONTENTS OF PACK

Descrizione / Description	Specifiche / Specifications
Dispositivo / Device	Vasca di lavaggio ad ultrasuoni / Ultrasound washing unit
Cavo alimentazione / Power cord	Lunghezza / Length = 2 mt
Cestello rete inox / Stainless steel basket	Materiale / Material: AISI 304 Dimensioni / Dimensions: 292 x 188 x 60 mm Maniglia / Handle: 134 x 112 mm
Vassoio rete inox / Stainless steel tray	Materiale / Material: AISI 304 Dimensioni / Dimensions: 288 x 188 x 30 mm Attacco / Attachment: 32 x 13 x 15 mm
Tubo di carico / Supply pipe	Materiale / Material: PVC compound Dimensioni / Dimensions: 1,5 mt Attacco / Attachment: 3/4" ff
Tubo di scarico / Drainpipe	Materiale / Material: Polypropylene Dimensioni / Dimensions: 2 mt Attacco / Attachment: ø 20mm
Sale / Salt	1 kg
Spugna / Sponge	Spugna in poliuretano espanso, fibra di poliestere e poliammide per la pulizia della camera / Sponge in polyurethane foam, polyester fiber and polyamide for tank cleaning
Imbuto / Funnel	Materiale / Material: PP Dimensioni / Dimensions: 86x132x97 mm
Chiavetta USB / USB Pendrive	/
Test durezza acqua totale / Total water hardness test	/
Certificato di garanzia / Warranty certificate	/
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Eurosafe Smart		
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	220 - 230 V	
Frequenza di rete / Mains frequency	50 Hz	60 Hz
Potenza richiesta / Power output	2300 W	
Corrente assorbita / Absorbed current	10 A	
Massimo calore emesso / Maximum heat emissions	750 W	
Classe di isolamento - grado di protezione / Insulation class - protection degree	II / IPX0	
Cicli di lavaggio / Washing cycles	3 cicli standard / pre-set cycles 6 cicli ultrasuoni / ultrasound cycles 1 ciclo personalizzato / custom cycle 1 ciclo rigenerazione resine / resins regeneration cycle	
Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato / Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate	Uso interno - Altitudine fino a 2000 m - Temperatura: +5 ÷ +40°C - Umidità relativa max.: 80% per temperature fino a 31°C, decremento lineare al 50% a 40°C Indoor use - Altitude up to 2000 m - Temperature: +5 ÷ +40°C - Max. relative humidity: 80% for temperatures up to 31 ° C, linearly decreased to 50% at 40 ° C	
Pressione acqua / Water pressure	200 kPa – 500 kPa (2 bar – 5 bar)	

	Dimensioni vasca lavaggio / Dimensions of washing tank (HxLxD)	330 x 235 x 150 mm
	Capacità utilizzabile vasca / Usable capacity tank	9 L
	Peso per area di sostegno (serbatoio pieno e vasca con carico massimo) / Weight for support area (full tank and tank with maximum weight)	3,84 kg/cm ² (315384 N/m ²)
	Controllo del funzionamento / Operation control	Microprocessore / Microprocessor
	Connettività / Connectivity	USB + Ethernet
	Livello di rumorosità / Noisiness	≤ 65 dB
	Filtro HEPA / HEPA filter	Si / Yes
	Temperatura acqua in ingresso / Inlet water temperature	Max 30° C
	Consumo minimo d'acqua per ciclo / Minimum water consumption per cycle	21,2 L
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS	Regolamento UE 2017/745. Dispositivo medico classe I. EU Regulation 2017/745. Medical device, class I. EN 61010-1; EN 61326.	
SMALTIMENTO / DISPOSAL	Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 8. Directive 2012/19/EU (WEEE): category 8. Catalogo europeo dei rifiuti CER / EWC European Waste Catalogue: 16 02 14.	