





Spazio complessivo richiesto - Overall space required:




DENOMINAZIONE /
PRODUCT NAME /
PRODUKTBEZEICHNUNG

DIMENSIONI D'INGOMBRO DELL'
IMBALLO / OVERALL DIMENSIONS OF
PACKAGING / AUßENMAßE DER
VERPACKUNG

PESO TOTALE DELL'IMBALLO / TOTAL
WEIGHT OF PACKAGING /
GESAMTGEWICHT DER VERPACKUNG

CARATTERISTICHE /
CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN

TERMOGILLATRICE ELETTRONICA / ELECTRONIC THERMOSEALING MACHINE / FOLIENSCHWEIßGERÄT
EUROSEAL® VALIDA



A = 560 mm
B = 500 mm
C = 380 mm

10.2 kg

Tensione di alimentazione Supply voltage Netzspannung	200-240 V
Numero Fasi Number of phases Phasenanzahl	1
Frequenza di alimentazione Supply frequency Frequenz	50 / 60 Hz
Potenza Power input Leistung	180 W
Classe di isolamento Isolation class Isolierungsklasse	I / IPX0
Fusibili Fuses Sicherungen	Nr. 2 – 5x20 T5 A

SMALTIMENTO / DISPOSAL / ENTSORGUNG	Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate Umgebungsbedingungen, für die das Gerät ausgelegt wurde	• Uso interno • Altitudine fino a 3000 m • Temperatura: +5 / +40 °C • Umidità relativa max: 85% • Variazione Tensione max: ± 10 % • Categoria di installazione (categoria di sovratensione): II • Grado di inquinamento: 2 • Internal use • Altitude up to 3000 m • Temperature: +5 / +40 °C • Relative max. humidity: 85% • Max voltage variation: ± 10 % • Installation category (overvoltage category): II • Pollution level: 2 • Einsatz im Innenbereich • Höhenlage bis zu 3000 m • Temperatur: +5 / +40 °C • Maximale relative Feuchtigkeit: 85% • Max. Spannungsschwankung: ± 10 % • Installationskategorie (Überspannungskategorie): II • Verschmutzungsgrad: 2
	Peso Weight Gewicht	8.3 kg
	Interruttore Switch Shalter	Bipolare Bipolar Zweipolig
	Dimensioni saldatura Sealing dimensions Schweißabmessungen	12 x 310 mm
	Controllo della temperatura di saldatura Sealing temperature control Kontrolle der Schweißtemperatur	Eurosteril: 180°C. Free option: 170 - 200°C. Eurosteril: 180°C. Free option: 170 - 200°C Eurosteril = 180°C costante Free Option = 170°C bei 200°C
	Portarotoli Roll hanger Rollenhalter	A sostegno, con utilizzo dei rotoli a scomparsa Has a hidden support Trägertyp: die Rollen werden unsichtbar versenkt
	Colore Colour Farbe	RAL 9016
	Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 6. Directive 2012/19/EU (WEEE): category 6. Richtlinie 2012/19/EU (EWR): Kategorie 6.	