


Spazio complessivo richiesto - Overall space required:



DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME

VASCA AD ULTRASUONI / ULTRASONIC TANK EUROSONIC® ENERGY

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Vasca / Tank	2.7 l 238 x 100 x 135
Cestello forato / Perforated basket	215 x 55 x 115 mm
Tensione di alimentazione / Supply voltage	230 V
Numero di fasi / Number of phases	1
Frequenza di alimentazione / Supply frequency	50/60 Hz
Campo di condizioni ambientali / Range of working conditions	Uso interno Altitudine fino a 2000m Temperatura: +5 ÷ +40°C Umidità relativa max 80% per temperatura sino a 31°C con diminuzione lineare sino a 50% alla temperatura di 40°C Max variazione della tensione di rete ± 10% Categoria di installazione: II Categoria di inquinamento: I Indoor use Altitude up to 2000 mt Temperature: +5 ÷ +40°C Max relative humidity 80% for temperatures up to 31°C with linear reduction to 50% at 40°C Max power variation at mains: ± 10% Category of installation: II Degree of pollution: I
Potenza / Power input	80 W
Classe di isolamento / Isolation class	I / IPX2
Fusibili / Fuses	N° 1 – T 2 A 250V
Trasduttori a pacchetto - potenza totale / Packet transducers - total power	N° 1 – 80 W
Interruttore / Switch	Bipolare con calotta di protezione Bipolar with protection cover
Peso / Weight	13,9 Kg
Frequenza di lavoro / Working frequency	30 ÷ 32 kHz
Temporizzatore / Timer	0 – 30 minuti
Colore / Colour	RAL 9016

SMALTIMENTO / DISPOSAL

Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 6.
 Directive 2012/19/EU (WEEE): category 6.