



DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME

EXL


IDENTIFICATIVO DEL MODELLO CE / CE MODEL IDENTIFIER

EXL	Modello / Model
Capacità / Capacity 29L	SSUX\30L2019

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions

L 460 mm x H 435 mm x P 855 mm



Peso / Weight

A vuoto / Empty


Peso massimo con serbatoio pieno e carico massimo / Maximum weight with tank full and maximum load

EXL

61.5 kg

70 kg

DIMENSIONI D'INGOMBRO DELL'IMBALLO / OVERALL DIMENSIONS OF PACKAGING



A = 632 mm
B = 560 mm
C = 1000 mm

Peso dell'imballo / Weight of packaging

EXL


74.1 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / CONTENTS OF PACK

Descrizione / Description	Specifiche / Specifications
Sterilizzatore a vapore d'acqua / Steam sterilizer	Autoclave EXL
Vassoi / Trays	Vassoi in alluminio anodizzato (5x) Trays in anodized aluminium (5x)
Supporto porta vassoi / Tray carrier	Supporto a 5 scomparti in inox Tray carrier with 5 compartments in stainless steel
Maniglia per estrazione / Extractor pincer	Maniglia per estrazione vassoi (2x) Pincers for extracting trays (2x)
Leva di regolazione / Door adjustment lever	Leva per regolazione oblò Stainless steel lever for adjusting the door basket
Tubo di drenaggio / Water drainage tube	Tubo in PVC trasparente con attacco rapido Transparent PVC tube with quick fit attachment
Tubo di drenaggio troppo pieno / Overfill draining tube	Tubo silicone Silicone tube
Filtro batteriologico / Bacteriological filter	/
Imbuto / Funnel	/
Certificato di garanzia / Warranty certificate	/
Scheda di installazione / Installation sheet	/
Test report / Test Report	/
Dichiarazione di conformità / Declaration of conformity	Autoclave CE 0051 Caldaia / Chamber CE 0497

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	230 V
Frequenza di rete / Mains frequency	50/60 Hz
Potenza richiesta / Power output	3200 W
Corrente assorbita / Absorbed current	14 A
Emissioni di calore / Heat emissions	≤ 11520 KJoule [KJ]
Classe di isolamento - grado di protezione / Insulation class - protection degree	IPX0
Cicli di sterilizzazione / Sterilization cycles	5
Cicli di controllo / Control cycles	Vacuum test – Bowie & Dick test – Helix test
Funzioni Personal / Personal Functions	Per attivare le funzioni Personal è necessario registrarsi al portale www.euronda.com/myeuronda To enable the Personal Functions, please complete registration in the www.euronda.com/myeuronda portal
Cicli di test aggiuntivi / Additional test cycles	Mantenimento pressione – Intervento valvola di sicurezza Pressure hold – Activation of safety valve
Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato / Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate	Uso interno - Altitudine fino a 2000 m - Temperatura: +5 ÷ +40°C - Umidità relativa max.: 85% - Max variazione della tensione di rete: ±10% - Categoria di installazione (categoria di sovratensione): II - Grado di inquinamento: 2 Indoor use - Altitude up to 2000 m - Temperature: +5 ÷ +40°C - Max. relative humidity: 85%

		- Max. variation in mains voltage: $\pm 10\%$ - Installation category (overvoltage category): II - Pollution level 2
	Pressione massima * / Maximum pressure*	250 kPa (2,5 bar)
	Dimensioni camera sterilizzazione / Dimensions of sterilization chamber	Diametro – Diameter: 250 mm Profondità – Depth: 618 mm
	Spazio utilizzabile** camera / Usable space**chamber	180 x 160 x 550 mm (LxHxP) 
	Capacità utilizzabile camera / Usable capacity chamber	15.8 L
	Capacità serbatoi acqua / Water tank capacity	4 L
	Peso per area di sostegno (serbatoio pieno e camera con carico massimo) / Weight for support area (full tank and chamber with maximum weight)	4,62 kg/cm ² (453067 N/m ²)
	Controllo del funzionamento / Operation control	Microprocessore Microprocessor
	Stampante / Printer	Opzionale (etichette, etichette esterna) Optional (labels, external labels)
	Connettività / Connectivity	Ethernet, SD card, software E-Memory
	Filtro batteriologico / Bacteriological filter	Sì Yes
	Livello di rumorosità / Noisiness	≤ 55 dB (misurato frontalmente / measured frontally)
	Consumo minimo d'acqua per ciclo / Minimum water consumption per cycle	900 ml
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS	Regolamento UE 2017/745. Dispositivo medico classe IIb. EU Regulation 2017/745. Medical device, class IIb. EN 61010-1; EN 61010-2-040; EN 61326; EN 13060; EN 62304	
SMALTIMENTO / DISPOSAL	Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 8. Directive 2012/19/EU (WEEE): category 8. Catalogo europeo dei rifiuti CER / EWC European Waste Catalogue: 16 02 14.	

* Nota: quando si parla di "pressione", si intende sempre "pressione relativa".

* Note: the word "pressure" always refers to "relative pressure".

**Spazio utilizzabile: si tratta del volume interno della camera di sterilizzazione che è disponibile per il materiale da sterilizzare.

**Usable space: this is the internal capacity of the sterilization chamber available for material to sterilize.