

<b>DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME</b>	<b>MONOART® DAPPEN DISHES</b>
<b>DESCRIZIONE / PRODUCT DESCRIPTION</b>	<p>Contenitore porta pasta per pulizia e lucidatura dei denti in profilassi, porta amalgama, porta composito, porta liquido per etching, miscelazione di cementi dentali.</p> <p>Container for paste for teeth cleaning and polishing in prophylaxis, amalgam holder, composite holder, liquid holder for etching, mixing of dental cements.</p>
<b>CARATTERISTICHE FISICHE / PHYSICAL CHARACTERISTICS</b>	<p>Ø 3,3 H 2,4 cm, presa ergonomica esterna.</p> <p>Materiali: polipropilene, masterbatch.</p> <p>Colore: blu, lilla, lime, fucsia, arancio, mix 5 colori.</p> <p>Ø 3,3 H 2,4 cm, external grip for handling.</p> <p>Materials: polypropylene, masterbatch.</p> <p>Colour: blue, lilac, lime, pink, orange, mix of 5 colors.</p>
<b>ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA' / DANGER LABELLING</b>	N/A
<b>INFORMAZIONI DI SICUREZZA / SAFETY INFORMATION</b>	<p>Non riutilizzare, il riutilizzo può provocare l'infezione acuta o cronica del paziente. Mantenere pulito l'ambiente dove sono stoccati i dispositivi e adottare una corretta procedura d'igiene nella loro manipolazione.</p> <p>Do not re-use. Reuse may cause acute or chronic patient infection. Keep the environment where the devices are stored clean and adopt a proper hygienic procedure when handling them.</p>
<b>SCHEDA DI SICUREZZA / SAFETY DATA SHEET</b>	N/A
<b>DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS</b>	N/A
<b>STOCCAGGIO / STORAGE</b>	<p>Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.</p> <p>Keep in a cool and dry place, away from heat sources.</p>
<b>DURATA / DURATION</b>	<p>Non ha scadenza.</p> <p>No expiry date.</p>
<b>CONFEZIONI / PACKAGES</b>	<p>Confezioni da 50 pezzi. Cartone da 1000 pezzi.</p> <p>Bags of 50 pieces. Carton of 1000 pieces.</p>

N/A: non applicabile / not applicable

*Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.  
All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.*