

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE / PRODUCT<br>NAME / PRODUKTBEZEICHNUNG                                                                         | <b>MONOART® TRAY PAPER</b><br><b>TRAY PAPER</b><br><b>TRAYPAPIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE / PRODUCT<br>DESCRIPTION /<br>PRODUKTBESCHREIBUNG                                                                | <p>Carta crespata permeabili a vapore e gas. Base ideale per il tray da posizionare tra il fondo ed il contenuto. Utilizzare all'interno dell'autoclave Elevato potere assorbente, antistrappo, non contengono cloro e diossina.</p> <p>Crinkled paper pervious to steam and gas. Ideal base for tray, to be placed between the bottom and the contents. To be used in autoclaves. With elevated absorbing power, anti tear, they do not contain chloride and diossine.</p> <p>Krepppapier durchlässig für Dampf und Gas. Ideal als Unterlage für Trays, zwischen Trayboden und Instrumenten. Zur Verwendung im Autoklaven geeignet. Hohe Saugfähigkeit. Ohne Recyclingstoffe, Formaldehyde und optische Aufheller.</p> |
| CARATTERISTICHE FISICHE /<br>PHYSICAL CHARACTERISTICS /<br>PHYSIKALISCHE<br>EIGENSCHAFTEN                                    | <p>Contiene: carta. Grammatuta: 55 gr/m2<br/>Colore: bianco - verde – azzurro – arancione – giallo – rosa – lilla – lime – blu capri.<br/>Dimensioni: 28 cm x 18 cm</p> <p>It contains: paper. Grammatute : 55 gr/m2<br/>Colour: white - green – light blue – orange – yellow – pink – lilac – lime – capri blue<br/>Size: 28 cm x 18 cm</p> <p>Bestandteil: Papier. Grammatut: 55 g/m²<br/>Farbe: weiß – grün – blau – orange – gelb – rosa – lila – cedro – capri blau<br/>Größe: 28 cm x 18 cm</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| DOSAGGIO / DOSING /<br>DOSIERUNG                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETICHETTATURA DI<br>PERICOLOSITA' / DANGER<br>LABELLING / GEFAHRENETIKETT                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAZIONI DI SICUREZZA /<br>SAFETY INFORMATION /<br>SICHERHEITSINFORMATIONEN                                              | <p>Non riutilizzare.<br/>Do not re-use.<br/>Nicht wieder verwenden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SCHEDA DI SICUREZZA / SAFETY<br>DATA SHEET /<br>SICHERHEITSDATENBLATT                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRETTIVA E/O NORMA DI<br>RIFERIMENTO / REFERENCE<br>DIRECTIVES AND / OR<br>STANDARDS /<br>BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER<br>NORM | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STOCCAGGIO / STORAGE /<br>LAGERUNG                                                                                           | <p>Stoccare a temperatura ambiente in luogo asciutto e ventilato. Non stoccare alla luce diretta del sole.<br/>Storage at environmental temperature in a dry and ventilate room. No storage in direct sun.<br/>Lagerung bei Zimmertemperatur in einem trockenen und belüfteten Raum. Keiner direkten Sonneneinstrahlung ausliefern</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DURATA / DURATION / DAUER                                                                                                    | <p>Non ha scadenza.<br/>No expiry date.<br/>Ohne Haltbarkeitsdatum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONFEZIONI / PACKAGES /<br>PACKUNGEN                                                                                         | <p>Scatole da 250 pezzi; cartone da 10 confezioni<br/>Boxes from 250 pieces; each box has 10 packages<br/>Folierte Packungen mit 250 Blatt; 10 Packungen im Umkarton</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

N/A: non applicabile / not applicable / Nicht anwendbar

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.  
All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.  
Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.