

EINWEG-SCHUHÜBERZÜGE AUS CPE	
<p>Einweg-Schuhüberzug aus blauem CPE, der einen effektiven Schutz sowohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen gewährleistet. Schuhüberzug, der im Operationssaal zum Schutz des Benutzers vor infizierten Flüssigkeiten und zur Vermeidung von Verunreinigungen des Operationsbereichs oder der sterilen und desinfizierten Umgebung verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schuhüberzüge in Einheitsgröße mit breiter Passform • Schuhüberzüge mit Gummizug am Knöchel • Schuhüberzug aus blauem CPE (chloriertes Polyethylen) • Abmessungen: Länge 36 cm, Höhe 15 cm 	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: (Abmessungstoleranz ± 10 %)	
PRODUKTION: Die Produktion und die Verpackung des Produkts finden in einem speziellen statt	
REINRAUM MIT KONTROLLIERTER UMGEBUNG: Klasse ISO 8 – Norm UNI EN ISO 14644-1. Umgebung mit konstanter Temperatur und Feuchtigkeit; durch spezielle Belüftungs- und Filtersysteme wird die bakterielle Belastung kontrolliert und auf einem niedrigen Niveau gehalten.	
KONFEKTIONIERUNG: Beutel.	
STERILISATION: Unsteriler Artikel	
QUALITÄTSKONTROLLE: Das von dem Unternehmen ALLE angewandte Qualitätssystem entspricht den folgenden Normen: <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 13485 In allen Verarbeitungsphasen werden Kontrollen durchgeführt: Eingang, Produktion, Verpackung.	
ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE: Das Produkt darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal verwendet werden. Bitte Angaben auf dem Etikett lesen.	
LAGERUNG: <ul style="list-style-type: none"> • Die Lagerung erfolgt in den Originalkartons, in einer geschlossenen und sauberen Umgebung, geschützt vor Sonnenlicht. • Die ungeöffnete Verkaufsverpackung ist garantiert undurchlässig für direkte und indirekte Lichtquellen. 	
PRODUKTENTSORGUNG: Die in diesem Dokument aufgeführte Produkt kann als nicht gefährlicher Abfall in zugelassenen Anlagen, einschließlich Verbrennungsanlagen, gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Wenn das Produkt jedoch bei chirurgischen Eingriffen im Operationssaal mit biologischen Flüssigkeiten des Patienten in Kontakt kommt, muss es als Krankenhausabfall behandelt und entsorgt werden.	
LATEX- UND PHTHALATFREI: <ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt enthält kein Naturkautschuklatex (latexfrei) • Das Produkt enthält keine Phthalate (PVC-frei) • Das Produkt enthält keine Elemente (Klebstoffe, Chemikalien usw.), die Allergien oder andere Hauterscheinungen verursachen können. 	
CND: T0208 – SCHUHÜBERZÜGE (AUSSCHLIESSLICH PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG PSA – Gesetzesverordnung 475/92) (Nationale Klassifizierung von Medizinprodukten IT)	
PRODUKTKLASSIFIZIERUNG: Medizinprodukt der Klasse 1	
GMDN: Nicht anwendbar	

EINWEG-SCHUHÜBERZÜGE AUS CPE	
KONFEKTIONIERUNG	CODE
100 STÜCK	270420

